

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Le lame delle forbici per bende sono realizzate in acciaio inossidabile 2Cr13, il manico in PP.  
Le lame di queste forbici sono fresate, per tagliare vestiti, garze e bende.

Le forbici per bende sono adatte per:

- Tagliare garza medica
- Tagliare bende già fasciate

Avvertenze



Rammentiamo che le forbici possono ferire se non maneggiate con cura.  
Si prega di prestare attenzione e cautela durante l'uso.  
Scegliete un luogo sicuro fuori dalla portata di operatori non autorizzati ove riporre le forbici.  
Dopo ogni utilizzo pulite le forbici eliminando eventuali residui.  
Tenetele in posizione chiusa quando non le utilizzate.  
Gli strumenti che presentano segni di usura devono essere eliminati immediatamente.

Indicazioni d'uso

Impugnare saldamente le forbici durante l'uso, effettuare il taglio a partire dalla parte frontale del corpo. Non tagliare lateralmente, prestare attenzione a non danneggiare l'epidermide del paziente.

Sterilizzazione: autoclavabili a 138°C

	Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Conservare al riparo dalla luce solare
	Leggere le istruzioni per l'uso
	Codice prodotto
	Numero di lotto
	Non sterile
	Fabbricante
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Dispositivo medico
	Data di fabbricazione
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea

	Importato da
	Identificatore unico del dispositivo

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA  
Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

*FORBICI PER BENDE  
BANDAGE SCISSORS  
CISEAUX À BANDAGES  
TIJERAS PARA VENDAS  
VERBANDSCHERE  
TESOURAS PARA LIGADURAS*

**GIMA 20560 - GIMA 20570 - GIMA 20571  
GIMA 20572 - GIMA 20573 - GIMA 20574  
GIMA 20580 - GIMA 20581 - GIMA 20582  
GIMA 20583 - GIMA 20584**



EMSRUN GROUP  
8-7 Huide Road, Huishan Area, Wuxi, 214000  
Jiangsu, P.R. China  
Made in China



**CR-SC01 4.7" - CR-SC01 6.5" - CR-SC01 7.5"**



SUNGO Cert GmbH  
Harffstr. 47, 40591 Düsseldorf, Germany



**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060  
Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com  
export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)  
Made in China

