

ALZAWATER


RAISED TOILET SEAT

REHAUSSEUR WC


ALZAWATER

TOILETTENSITZERHÖHUNG

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ



COD.	H	CON COPERCHIO - WITH LID AVEC COUVERCLE - CON TAPA MIT DECKEL - ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
27735	10CM/4"	✓
27737	15CM/6"	✓
27740	15CM/6"	
27741	10CM/4"	



27735	ALZAWATER 10 CM CON COPERCHIO	RAISED TOILET SEAT 10 CM WITH LID	REHAUSSEUR WC 10 CM AVEC COUVERCLE	ALZAWATER 10 CM CON TAPA	TOILETTENSITZERHÖHUNG 10 CM MIT DECKEL	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 10 CM ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
27737	ALZAWATER 15 CM CON COPERCHIO	RAISED TOILET SEAT 15 CM WITH LID	REHAUSSEUR WC 15 CM AVEC COUVERCLE	ALZAWATER 15 CM CON TAPA	TOILETTENSITZERHÖHUNG 15 CM MIT DECKEL	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 15 CM ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
27740	ALZAWATER 15 CM	RAISED TOILET SEAT 15 CM	REHAUSSEUR WC 15 CM	ALZAWATER 15 CM	TOILETTENSITZERHÖHUNG 15 CM	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 15 CM
27741	ALZAWATER 10 CM	RAISED TOILET SEAT 10 CM	REHAUSSEUR WC 10 CM	ALZAWATER 10 CM	TOILETTENSITZERHÖHUNG 10 CM	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 10 CM

ITALIANO

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

DESTINAZIONE D'USO:

I prodotti sono progettati per aumentare l'altezza totale del water, in modo da facilitare le fasi di alzata e di seduta e promuovendone l'utilizzo in autonomia. La versione con coperchio assicura migliori condizioni di igiene durante lo sciacquone. Il coperchio in posizione chiusa può essere impiegato come una sedia.

INDICAZIONE E CONTROINDICAZIONI:

L'alzawater è pensato per anziani, utenti in sedia a rotelle, persone con mobilità ridotta di zona lombare, anche o ginocchia e a tutti coloro che possono avere difficoltà nel sedersi o alzarsi dal water. Durante l'uso è necessaria un'adeguata capacità di mantenere la seduta in autonomia. L'utilizzo dell'alzawater non è raccomandato in caso di disturbi della percezione o problemi di equilibrio.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

- Il peso massimo utente indicato nelle istruzioni non deve essere superato.
- Prima di ogni utilizzo, accertarsi che l'alzawater sia posizionato stabilmente sul water e assicurato ad esso tramite il sistema di fissaggio in dotazione.
- Non stringere il sistema di fissaggio più del dovuto.

- Durante l'assemblaggio, attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel manuale.
- Non modificare l'alzawater e i suoi componenti in alcun modo.
- Non usare l'alzawater se danneggiato. Cricche e deformazioni potrebbero fortemente influire sull'utilizzo in sicurezza del dispositivo.
- Accertarsi che l'altezza della seduta sia tale da renderne l'utilizzo per lo specifico utente facile e sicuro.
- Durante l'utilizzo, evitare posizioni che portino il peso del corpo troppo in avanti. Assumere posizioni errate può portare a condizioni di instabilità e rischio di ribaltamento dell'alzawater.
- L'alzawater non deve essere riposto all'aperto.

INFORMAZIONI SULLA MANUTENZIONE:

La manutenzione del prodotto consiste nelle fasi di pulizia e igienizzazione. Per poter garantire un adeguato livello di igiene, l'utente deve ripetere queste operazioni prima di ogni utilizzo. L'utente deve accertarsi dell'integrità strutturale del dispositivo e dei suoi componenti. Per le operazioni di pulizia e igienizzazione, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Indossare guanti.
- Rimuovere lo sporco più evidente prima di procedere con la disinfezione più approfondita.
- Usare acqua o un detergente non aggressivo per la pulizia.
- Asciugare con un panno asciutto e pulito.

Alternativamente, l'alzawater può essere igienizzato in una lavastoviglie domestica

alla massima temperatura.

CONDIZIONI DI RIUTILIZZO:

Il prodotto è idoneo al riutilizzo da parte di altri utenti. Prima del riutilizzo da parte di altri, il prodotto deve essere correttamente pulito e igienizzato. Prima di cedere il prodotto ad altri, deve essere controllato da rivenditori qualificati.

PROCEDURA DI SMALTIMENTO:

Non gettare il prodotto tra i normali rifiuti domestici. Rivolgersi alle autorità locali per la corretta procedura di smaltimento.

REF	Codice prodotto	LOT	Numero di lotto
CE	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Fabbricante
SN	Numero di serie		Data di fabbricazione
MD	Dispositivo medico		Leggere le istruzioni per l'uso
UDI	Identificatore univoco del dispositivo	CH REF	Rappresentante autorizzato in Svizzera
UK REP	Rappresentante autorizzato nel Regno Unito		

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

REF 27735 - 27737 - 27740 - 27741

M27735-M-Rev.3-10.25

 **Gima S.p.A.**
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

CH **REP** **Medicare Ag**
Hauptstrasse, 51 5024 Kuttigen, Schweiz
CHRN-AR-20002506

UK **REP** **Maclin Power Ltd**
20 Wenlock Road London N1 7GU
England, United Kingdom

