


- ③ Il braccio sinistro passa attraverso la fascia, il tubo dell'aria della fascia passerà la parte superiore del palmo della mano.
④ Avvolgere la fascia alla parte superiore del braccio. Introdurre il tubo dell'aria all'interno dell'avambraccio e allinearlo con il dito medio.
⑤ La parte inferiore della fascia dovrebbe essere circa 2cm~3cm sopra il gomito.
⑥ Venga fissato con gli indumenti e la fascia avvolta stretta, il braccio e la fascia non dovrebbero avere spazi vuoti.



7.3 Misurazione BP (Pressione Sanguigna)

① In modalità "SPENTO", premere il pulsante "AVVIO/STOP" per avviare la misurazione.

Durante la misurazione, mantenere una postura corretta e uno stato di tranquillità, in modo che il corpo non si muova. Se il paziente si muove, appare l'icona "Movimento" e continuare a misurare potrebbe portare a una misurazione inesatta.

Se si desidera interrompere la misurazione

Premere il tasto [AVVIO/STOP], il dispositivo smetterà di gonfiarsi e rilascerà l'aria dal bracciale.

② Leggere il risultato della misurazione al termine della stessa.

I dati di misurazione verranno visualizzati sull'interfaccia una volta completata la misurazione. Se il risultato della misurazione è normale, la barra di pressione sul lato destro è verde. Se il risultato della misurazione mostra ipertensione, apparirà una barra di pressione rossa.

La lunghezza della barra di pressione rappresenta la differenza tra la pressione sistolica e la pressione diastolica, più lunga è la barra di pressione, maggiore è la differenza.

7.4 Confermare il Valore della Misurazione

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito standard accettati a livello globale per la valutazione delle letture dell'ipertensione (nell'ambiente clinico)

Livello della pressione sanguigna	Pressione sistolica	Pressione diastolica
Normale	Pressione <130mmHg	Pressione <85mmHg
Valore Sistolico Normale	130mmHg≤Pressione<139mmHg	85mmHg≤Pressione<89mmHg
Ipertensione lieve	140mmHg≤Pressione<159mmHg	90mmHg≤Pressione<99mmHg
Ipertensione Moderata	160mmHg≤Pressione<179mmHg	100mmHg≤Pressione<109mmHg
Ipertensione Grave/Pressione Sanguigna Elevata	180mmHg≤Pressione	110mmHg≤Pressione

*L'autodiagnosi ed il trattamento facendo uso dei risultati misurati possono essere pericolosi. Seguire le istruzioni del proprio medico.

⚠ Nota ⚠

Attendere almeno 4-5 minuti tra una misurazione e l'altra.

- Quando si effettua la misurazione ripetutamente, il valore preciso della pressione sanguigna potrebbe non essere misurato a causa della congestione del braccio. Si prega di misurare dopo che il flusso sanguigno è regolare.
- Quando lo schermo mostra Err, la misurazione non può essere eseguita correttamente.
- L'icona del polso irregolare viene visualizzata nei risultati di misurazione se il battito interno è irregolare durante la misurazione, il che potrebbe causare l'impossibilità di eseguire correttamente la misurazione. Si prega di stare in silenzio e misurare di nuovo. Se l'icona del polso irregolare appare frequentemente, si prega di consultare un medico.
- Il valore minimo del segnale fisiologico del paziente è il limite minimo che il dispositivo può misurare. Il dispositivo può ottenere risultati di misurazione imprecisi quando viene utilizzato al di sotto dell'ampiezza minima o del valore minimo del segnale fisiologico del paziente.

*Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo cinque minuti di inattività del dispositivo, anche se ci si dimentica di spegnerlo.

Capitolo 8 Funzione di Memorizzazione

Il dispositivo può memorizzare automaticamente i valori NIBP e visualizzare fino a 199 serie di risultati di misurazione.

Se sono state memorizzate 199 serie di dati di misurazione nel dispositivo corrente, nel salvare la 200a serie di dati, la prima serie di dati verrà sostituita. Se non ci sono valori di misurazione, i valori di memorizzazione non possono essere numerati.

La funzione di memorizzazione non può essere usata durante la misurazione.

Quando non ci sono valori di misurazione, "----" verrà visualizzato sull'interfaccia di revisione.

8.1 Rivedere il Valore di Memoria

1. In modalità "SPENTO", premere il tasto "M" per visualizzare il valore medio delle ultime tre serie di dati, quando il numero di dati di misurazione è inferiore a tre gruppi, si integrerà automaticamente. Continuare a premere il tasto "M" nell'interfaccia corrente per visualizzare tutte le registrazioni di misurazione.

2. Al termine della misurazione, premere il tasto "M" nell'interfaccia dei risultati della misurazione per visualizzare il valore medio degli ultimi tre gruppi di dati. Continuare a premere il tasto "M" nell'interfaccia corrente per visualizzare tutte le registrazioni di misurazione.

8.2 Cancellare i Valori di Memorizzazione

- Gli utenti possono cancellare tutti i valori di memoria dell'utente attuale invece di cancellare separatamente un valore di memoria
- Sotto l'interfaccia di memorizzazione, premere il pulsante "M" e il pulsante "AVVIO/ARRESTO" contemporaneamente per più di 5 secondi, dopo che "DEL" appare sullo schermo, tutti i valori di memoria saranno cancellati.

⚠ Cautela ⚠

Quando si consultano le registrazioni delle misurazioni, si prega di premere continuamente il pulsante "M" per consultarle una per una.

Capitolo9 Chiavi e Simboli

Il dispositivo potrebbe non contenere tutti i seguenti simboli.

Segnale	Descrizione	Segnale	Descrizione
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Seguire le istruzioni per l'uso
SYS	Pressione Sistolica	DIA	Pressione Diastolica
MAP	Pressione Arteriosa Media	PUL (Pressione del polso)	Frequenza cardiaca (bpm)
IP20	Grado di protezione dell'involucro	EMC	Compatibilità elettromagnetica
	Riciclabile	P/N	Codice del materiale del produttore
LOT	Numero di lotto		Data di scadenza
	Questa parte rivolta verso l'alto		Fragile, maneggiare con cautela
	Conservare in un luogo fresco e asciutto		Limite di pressione atmosferica
	Limite di temperatura		Limite di umidità
	Fabbricante		Data di produzione
	Alimentazione a Batterie		Polso irregolare
	Gonfiaggio		Sgonfiaggio
	Smaltimento RAE		Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE
SN	Numero di serie		Parti Applicata di Tipo BF
EU REP	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea		Apparecchio di classe II
	Presa per l'adattatore di alimentazione		Interfaccia per il collegamento della fascia

	Voce chiusa		Voce abilitata
	Grande movimento durante la misurazione		Bracciale allacciato in modo corretto
	Etichetta indicatrice dell'Arteria	MD	Dispositivo medico
	MR non sicuro, non può essere usato nella rm		Importato da
REF	Codice prodotto	UDI	Identificatore unico del dispositivo

Capitolo10 Messaggio di Errore

Quando la posizione di alta pressione mostra "Err" e la posizione di bassa pressione mostra il numero di errore, la misurazione non è normale.

Error Mark	Causes	Solutions
Err2 Err15	Funzione anomala	Si prega di contattarci
Err4	① Installazione batteria non corretta ② Batteria scarica o tipo di batteria errato	① Reinstallare correttamente la batteria ② Sostituire con una batteria di tipo corretto (consultare Capitolo 5)
Err6 Err7 Err14	① La disconnessione del bracciale o connessione del bracciale è carente, causando perdite d'aria ② Il bracciale è avvolto in modo lasco oppure non è avvolto, con conseguente impossibilità di raggiungere il valore di gonfiaggio preimpostato ③ Perdita d'aria del bracciale o del dispositivo interno	① Collegare correttamente il bracciale al dispositivo (vedere capitolo 7) ② Indossare correttamente il bracciale (consultare Capitolo 7) ③ Si prega di contattarci
Err9	① Il bracciale è avvolto in modo lasco o non è avvolto, risultante in un segnale d'impulso campionato debole ② Il segnale del battito del paziente è debole	① Indossare correttamente il bracciale (consultare Capitolo 7) ② Misurre di nuovo
Err12	① La pressione esterna sul bracciale durante la misurazione porta a una pressione eccessiva ② Le vie aeree o la spina del bracciale sono bloccate, causando una pressione eccessiva	① Non stringere il bracciale o muovere il braccio e il corpo durante la misurazione e misurare di nuovo ② Controllare la spina del bracciale e collegare correttamente il bracciale al dispositivo (consultare Capitolo 7) e misurare nuovamente
Err8 Err11 Err13	Il cambio del segnale non è corretto a causa del movimento del braccio o del corpo o di altri motivi durante la misurazione	Tenere il braccio, il corpo fermo e misurare di nuovo
Err10	Il risultato della misurazione supera i limiti dovuti al movimento del braccio o del corpo o ad altri motivi durante la misurazione	
Err16	Tempo di misurazione scaduto a causa del movimento del braccio o del corpo o altri motivi durante la misurazione	

Capitolo11 Risoluzione dei problemi

Fenomeni Anormali	Cause	Soluzioni
Valori di misurazione della pressione sanguigna troppo alti o troppo bassi.	La fascia non è collegata correttamente. Parlare o muovere il braccio durante la misurazione La chiusura del risvolto opprime il braccio	Collegare correttamente la fascia. Fare silenzio e ricominciare una misurazione. Togliere i vestiti e ricominciare una misurazione
Nessuna pressione	Perdita della fascia La trachea della fascia non è collegata correttamente alla fascia La fascia non si gonfia	Comprare una nuova fascia. Collegare correttamente. Contattateci.
La fascia si sgonfia in poco tempo	Fascia allentata	Fascia correttamente aggrovigliata.
Non può continuare la misurazione, anche se si preme il pulsante di misurazione	Nessun uso per molto tempo, le batterie possono essere esaurite a causa del cambio di temperatura	Accendere di nuovo l'alimentazione e ricominciare una misurazione.
Spegnere bruscamente l'alimentazione agguinando pressione	Le batterie sono esaurite	Sostituire tutte e quattro le batterie con delle nuove.
Tenere premuto il pulsante acceso/spento ma non è possibile avviare il dispositivo	La polarità delle batterie è invertita	Controllare l'installazione delle batterie per il corretto posizionamento delle polarità delle batterie.
Il gonfiaggio della fascia inizia prima di premere il pulsante di misurazione		Smettere di usare il dispositivo e contattarci.
La fascia non si sgonfia mai		Smettere di usare il dispositivo e contattarci.
Errore di pressione dell'aria	Errore di sgonfiaggio Altro	Estrarre la fascia per sgonfiarla. Smettere di usare il dispositivo e contattarci. Tenere fermo il braccio e il corpo, misurare di nuovo.
Nessun valore di pressione visualizzato o il valore inalterato quando la fascia si gonfia		Estrarre la fascia per sgonfiarla. Smettere di usare il dispositivo e contattarci.
Altro fenomeno		Accendere nuovamente l'alimentazione e riavviare un'operazione. Sostituire le batterie. In caso contrario, contattateci.

Capitolo12 Manutenzione, Pulizia e Conservazione

*Si prega di osservare le precauzioni e i metodi di funzionamento corretti in questo manuale dell'utente. In caso contrario, non saremo responsabili di alcun guasto.

⚠ Avvertimento ⚠

Togliere le batterie prima della pulizia. Gli accessori e l'unità principale devono essere separati per la pulizia.

La manutenzione non è consentita durante l'uso del dispositivo.

Non schiacciare il tubo di gomma della fascia.

⚠ Cautela ⚠

- La disinfezione ad alta pressione del dispositivo e degli accessori non è consentita.
- Non lasciare che l'acqua o il detergente fluiscono nella presa per evitare danni al dispositivo.
- Non immergere il dispositivo e gli accessori in liquidi.
- Se si riscontrano danni o deterioramenti del dispositivo e degli accessori, si prega di non utilizzarli.

Manutenzione:

- Pulire regolarmente il dispositivo e gli accessori. Si consiglia di pulirli ogni mese.
- Prima di pulire il dispositivo, rimuovere le batterie e scollegarlo dall'alimentazione CA. Gli accessori e l'unità principale devono essere separati per la pulizia. Non fare manutenzione o riparare il dispositivo durante l'uso.
- Durante la pulizia del dispositivo, immergere un panno pulito in alcool isopropilico (70%), strizzarlo completamente e pulire separatamente l'unità principale, il bracciale e il suo sfiato per circa 3 minuti, quindi utilizzare l'altro panno pulito inumidito con acqua distillata, strizzare completamente e rispettivamente pulire l'unità principale, bracciale e sfiato del bracciale per circa 2 minuti. Ripetere oltre 5 volte fino a quando non c'è nessun residuo evidente di detergente. Evitare che durante la pulizia entri dell'alcol isopropilico o acqua nell'unità principale. Dopo la pulizia, posizionare il prodotto in un luogo asciutto e ventilato per asciugare.
- Ispezione visiva per assicurarsi che il prodotto sia accuratamente pulito. In caso di eventuali residui, ripetere l'intero processo sopra descritto.
- Il dispositivo deve essere ispezionato e tarato regolarmente (o secondo le norme di ispezione dell'ospedale). L'ispezione può essere effettuata in istituzioni designate, o da personale professionale o contattateci per l'ispezione.
- Nell'interfaccia di impostazione delle unità, premere il tasto "AVVIO/STOP" per 15s per entrare nell'interfaccia delle impostazioni di fabbrica, in cui viene visualizzato il "CAL", premere il tasto "M" una volta per entrare nell'interfaccia di pressione statica e continuare a premere il tasto "M" per 15s per entrare nell'interfaccia di taratura.

⚠ Consiglio ⚠

- Non usare benzina, olio volatili, diluente, ecc. per pulire il dispositivo.
- Non pulire o bagnare la fascia.

Conservazione:

⚠ Consiglio ⚠

- Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole per lungo tempo, altrimenti lo schermo di visualizzazione potrebbe venire danneggiato.
- La prestazione di base e la sicurezza del dispositivo non sono influenzate dalla polvere o dall'ovatta nell'ambiente domestico, mentre il dispositivo non deve essere collocato in luoghi con alta temperatura, umidità o polverosi.
- La fascia vecchia può provocare una misurazione imprecisa, si prega di sostituire periodicamente la fascia secondo il manuale dell'utente.
- Per evitare danni al dispositivo, tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Evitare che il dispositivo sia vicino ad alte temperature estreme come il caminetto, altrimenti le prestazioni del dispositivo potrebbero essere compromesse.
- Non conservare il dispositivo con medicine chimiche o gas corrosivi.
- Non posizionare il dispositivo dove c'è acqua.
- Non posizionare il dispositivo in luoghi con pendenza, vibrazioni o colpi.
- Togliere le batterie se il dispositivo non deve essere usato per tre mesi o più.

Capitolo13 Caratteristiche del NIBP

Nome	Sfigmomanometro elettronico	
Grado di protezione contro l'ingresso di acqua	IP20	
Visualizzatore	LED	
Metodo di Misurazione	Metodo oscillometrico	
Modalità di lavoro	Automatico	
Modalità di funzionamento	Funzionamento continuo	
Intervallo di pressione	0~297 mmHg (0~39,6 kPa)	
Accuratezza	Pressione: ±3 mmHg (±0,4 kPa)	
Pressione massima	Non superiore a 300 mmHg (40 kPa)	
Intervallo di misurazione	Pressione	SYS: 30 ~ 270 mmHg (4 ~ 36 kPa) DIA: 10~220 mmHg (1,3~29,3 kPa)
	Impulso	40~240bpm
Errore	Pressione	Il valore di BP misurato dal dispositivo è equivalente al valore di misurazione dello Stetoscopio, eseguire la verifica clinica in conformità con i requisiti di ISO 81060-2: 2013, il cui errore soddisfa i seguenti requisiti: Errore medio massimo: ±5 mmHg Deviazione Standard Massima: 8 mmHg
	Impulso	±5 bpm o ±5% selezionare più alto
Risoluzione	Pressione: 1 mmHg (0,1 kPa) Impulso: 1bpm	
Temperatura/ Umidità di Funzionamento	+5°C~40 °C .15%RH~85%RH (nessuna condensazione)	
Trasporto	Il trasporto per mezzo del veicolo generale o secondo il contratto di ordine, evita di subire colpi, scosse e spruzzi di pioggia e neve nel trasporto.	
Stoccaggio	Temperatura: -20 °C~+55 °C; Umidità relativa: ≤95 % (nessuna condensazione); Nessun gas corrosivo e niente spifferi.	
Pressione atmosferica	700 hPa~1060 hPa	
Alimentazione	4 batterie alcaline "AA", adattatore AC (AC, 100 V-240 V, opzionale)	
Corrente nominale	600 mA	
Durata della batteria	Quando la temperatura è 23 °C, la circonferenza dell'arto è 270 mm, la pressione sanguigna misurata è normale, 4 batterie alcaline "AA" possono essere utilizzate circa 300 volte.	
Dimensioni Unità Principale	129*101*72 mm	
Peso Unità Principale	300 grammi (senza batterie)	
Classificazione di sicurezza	Attrezzatura di II classe (alimentazione tramite adattatore) / Attrezzatura ad alimentazione interna (alimentazione tramite batterie) Parti Applicata di Tipo BF	
Vita utile	La vita utile del dispositivo è di cinque anni	
Data del produttore	Vedere l'etichetta	
Accessori	Configurazione standard: Fascia per adulti: circonferenza dell'arto 22-32 cm (centro dell'avambraccio) Manuale dell'utente, quattro batterie alcaline "AA" Vendita Separata: Adattatore AC: Ingresso: tensione: AC 100 V~240 V Frequenza: 50 Hz/ 60 Hz Corrente nominale: AC 150 mA Uscita: DC 5,0 V±0,2 V 1,0 A Cavo dell' Adattatore di Alimentazione Fascia: Fascia extra : la gamma di circonferenza dell'arto è di 18-26 cm (parte centrale dell'avambraccio) Fascia extra : la gamma di circonferenza dell'arto è di 22-30 cm (parte centrale dell'avambraccio) Fascia extra : la gamma di circonferenza dell'arto è di 22-43 cm (parte centrale dell'avambraccio)	

Appendice

Tabella 1		
Guida e dichiarazione del produttore - emissioni elettromagnetiche		
Il dispositivo è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utilizzatore del dispositivo dovrebbe assicurarsi che esso venga utilizzato in tale ambiente.		
Test di emissione	Conformità	
Emissioni RF CISPR 11	Gruppo 1	
Emissione RF CISPR 11	Classe B	
Emissioni armoniche IEC61000-3-2	Classe A	
Fluttuazioni di tensione/emissioni di tremolio IEC61000-3-3	Conforme	

Tabella 2		
Guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica		
Il dispositivo è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utilizzatore del dispositivo dovrebbe assicurarsi che venga utilizzato in un tale ambiente.		
Test di immunità	Livello di prova IEC 60601	Livello di conformità
Scarica elettrostatica (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV contatto ± 15 kV in aria	± 8 kV contatto ± 15 kV in aria
Trasitori elettrici veloci/esplosivi IEC 61000-4-4	±2kV per le linee di alimentazione ± 1 kV per line in enrata/n uscita	±2kV per le linee di alimentazione Non applicabile
Sovratensione IEC 61000-4-5	±1 kV linee-linee ±2 kV linee-terra	±1 kV linee-linee Non applicabile
Cali di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione sulle linee di ingresso di alimentazione IEC 61000-4-11	0% UT; 0,5 cicli A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315°. 0% UT; 1 ciclo e 70% UT; 25/30 cicli; Monofase: a 0°. 0% UT; 250/ 300 cicli	0% UT; 0,5 cicli A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315°. 0% UT; 1 ciclo e 70% UT; 25/30 cicli; Monofase: a 0°. 0% UT; 250/ 300 cicli
Campo magnetico a frequenza di alimentazione (50/60Hz) IEC61000-4-8	30A/m	30A/m

Tabella 3		
Guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica		
Il dispositivo è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utilizzatore del dispositivo dovrebbe assicurarsi che venga utilizzato in un tale ambiente.		
Test di immunità	Livello di prova IEC 60601	Livello di conformità
Conducted RF IEC61000-4-6	3 V0,15 MHz ~ 80 MHz 6 V nelle bande ISM comprese tra 0,15 MHz e 80 MHz 80% AM at 1kHz	3 V0,15 MHz ~ 80 MHz 6 V nelle bande ISM comprese tra 0,15 MHz e 80 MHz 80% AM at 1kHz
Radiated RF IEC61000-4-3	10 V/m 80 MHz- 2.7 GHz 80% AM at 1kHz	10 V/m80 MHz- 2.7 GHz 80% AM at 1kHz

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity							
Il dispositivo è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utilizzatore del dispositivo dovrebbe assicurarsi che venga utilizzato in un tale ambiente.							
Radiated RF IEC61000-4-3 (Test specifications for ENCLOSUREPORT IMMUNITY to RF wireless communications equipment)	Frequenz a del Test (MHz)	Banda a) (MHz)	Servizio a)	Modulazione b)	Modula zione b) (W)	Distanz a (m)	LIVELLO DEL TEST DI IMMUNITÀ (V/m)
	385	380–390	TETRA 400	Modulazione a impulse b) 18 Hz	1,8	0,3	27
	450	430- 470	GMRS 460, FRS 460	FM c) ± 5 kHz deviation 1 kHz sine	2	0,3	28
	710	704–787	LTE Band 13, 17	Modulazione a impulse b) 217 Hz	0,2	0,3	9
	745						
	780						
	810						
	870	800–960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Modulazione a impulse b) 18 Hz	2	0,3	28
	930						
	1720						
	1845						
	1970						
	2450	2400– 2570	Bluetooth,WL AN,802.11 b/g/n, RFID 2450, Banda LTE 7	Modulazione a impulse b) 217 Hz	2	0,3	28
	5240	5100– 5800	WLAN 802.11a/n	Modulazione a impulse b) 217 Hz	0,2	0,3	9
	5500						
5785							

NOTA Se necessario per raggiungere il LIVELLO DEL TEST DI IMMUNITÀ, la distanza tra l'antenna di trasmissione e l'ATTREZZATURA o il SISTEMA ME può essere ridotto a 1 m. La distanza del test di 1 m è consentita dalla norma IEC 61000-4-3.

a) Per alcuni servizi, sono incluse solo le frequenze di uplink.
b) La frequenza portante deve essere modulata con un segnale a onda quadra con un ciclo di lavoro del 50 %.
c) In alternativa alla modulazione FM, è possibile utilizzare una modulazione a impulsi del 50 % a 18 Hz perché, pur non rappresentando la modulazione reale, rappresenterebbe il caso peggiore.

Il PRODUTTORE deve prendere in considerazione la possibilità di ridurre la distanza minima di separazione, in base alla GESTIONE DEI RISCHI, e di utilizzare LIVELLI DI TEST DI IMMUNITÀ più elevati, adeguati alla distanza minima di separazione ridotta. Le distanze minime di separazione per i LIVELLI DI TEST DI IMMUNITÀ più elevati devono essere calcolate utilizzando la seguente equazione:
$$E = \frac{6}{d} \sqrt{P}$$

Dove P è la potenza massima in W, d è la distanza minima di separazione in m (metri) ed E è il LIVELLO DI TEST DI IMMUNITÀ' in V/m.

Frequenza di test	Modulazione	Livello del test di IMMUNITÀ (A/m)
30 kHz	CW	8
134,2 kHz	Modulazione a impulsi 2,1 kHz	65
13,56 MHz	Modulazione a impulsi 50 kHz	7,5

a) Questo test è applicabile solo alle ATTREZZATURE ME e ai SISTEMI ME destinati all'uso nell'AMBIENTE SANITARIO DOMICILIARE.
b) La frequenza portante deve essere modulata con un segnale a onda quadra con un ciclo di lavoro del 50 %.
c) valore quadratico medio (r.m.s.), prima che venga applicata la modulazione.