

# Scheda Tecnica - Bracciale Pediatrico GIMA 900PLUS (Cod. 35132)



## **Descrizione prodotto:**

Bracciale pediatrico per monitor GIMA 900PLUS, codice 35132. Progettato per la misurazione non invasiva della pressione arteriosa (NIBP) in pazienti pediatrici. Realizzato in materiale resistente e confortevole, con chiusura in velcro per una vestibilità stabile e sicura.

## **Caratteristiche tecniche:**

- Circonferenza braccio: 10–19 cm (pediatrico)
- Compatibilità: monitor multiparametrico GIMA 900PLUS
- Connessione: tubo singolo con raccordo rapido
- Materiale: nylon medico lavabile, con marcature di allineamento per corretto posizionamento
- Colore: blu/verde medico
- Classe dispositivo: I (Direttiva 93/42/CEE)
- Non contiene lattice o ftalati (latex-free, DEHP-free)

## **Vantaggi:**

- Ideale per uso ospedaliero e ambulatoriale in pazienti pediatrici
- Facile da indossare e rimuovere grazie al sistema a strappo
- Garantisce una rilevazione accurata e stabile della pressione arteriosa
- Prodotto originale GIMA, conforme agli standard CE

## **Produttore:**

GIMA S.p.A.  
Via Marconi 1, 20060 Gessate (MI), Italia  
Tel. +39 02 953854209 – [www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)