

Scheda Tecnica - Bracciale NIBP 10–19 cm per 80700 (Optional)



Descrizione prodotto:

Bracciale NIBP pediatrico opzionale per monitor multiparametrico modello 80700, progettato per la misurazione non invasiva della pressione arteriosa (NIBP) in pazienti con circonferenza del braccio compresa tra 10 e 19 cm. Offre comfort, affidabilità e precisione, risultando ideale per l'uso in ambito ospedaliero e ambulatoriale.

Caratteristiche tecniche:

- Circonferenza braccio: 10–19 cm (pediatrico)
- Compatibilità: monitor 80700
- Connessione: tubo singolo con attacco rapido universale
- Materiale: nylon medico morbido, lavabile e privo di lattice
- Chiusura: velcro ad alta tenuta per fissaggio sicuro
- Colore: blu/verde medico
- Latex-free e DEHP-free

Vantaggi:

- Misurazioni precise e ripetibili della pressione arteriosa
- Massimo comfort per il paziente pediatrico
- Facile da installare e utilizzare come accessorio opzionale
- Alta resistenza all'usura e alla pulizia

Destinazione d'uso:

Adatto a reparti pediatrici, ambulatori e sale di monitoraggio dove si utilizzano sistemi GIMA 80700 o compatibili per la rilevazione non invasiva della pressione arteriosa.

Produttore:

GIMA S.p.A.

Via Marconi 1, 20060 Gessate (MI), Italia

Tel. +39 02 953854209 – www.gimaitaly.com