

Scheda Tecnica - Bracciale NIBP SunTech 6–11 cm per 80710 (Ricambio)



Descrizione prodotto:

Bracciale monouso NIBP SunTech da 6 a 11 cm, compatibile con monitor multiparametrico modello 80710. Questo ricambio originale GIMA (Cod. 80715) è destinato alla misurazione non invasiva della pressione arteriosa nei pazienti neonatali o di piccola taglia, garantendo elevati standard di igiene, comfort e precisione.

Caratteristiche tecniche:

- Circonferenza braccio: 6–11 cm (neonatale)
- Compatibilità: monitor 80710
- Codice articolo: 80715
- Codice EAN: 8023279807158
- Marca: GIMA / SunTech
- Tipo: monouso, ricambio originale
- Connessione: tubo singolo con attacco rapido standard
- Materiale: morbido tessuto non tessuto (non-woven), privo di lattice e ftalati
- Colore: bianco con stampa verde SunTech®

Vantaggi:

- Ideale per pazienti neonatali e pediatrici di piccola taglia
- Alta precisione nella rilevazione della pressione arteriosa non invasiva
- Massimo comfort grazie ai materiali ipoallergenici e morbidi
- Ricambio igienico, pronto all'uso, semplice da installare

Destinazione d'uso:

Progettato per l'utilizzo in reparti neonatali, pediatria, terapie intensive e ambulatori dove si utilizzano monitor GIMA 80710 o sistemi compatibili per la misurazione NIBP.

Produttore:

GIMA S.p.A.
Via Marconi 1, 20060 Gessate (MI), Italia
Tel. +39 02 953854209 – www.gimaitaly.com