

# Scheda Tecnica - Bracciale per GIMA 900PLUS (Cod. 35132) – 18–26 cm Pediatrico



## Descrizione prodotto:

Bracciale pediatrico per monitor GIMA 900PLUS, codice 35132. Progettato per la misurazione non invasiva della pressione arteriosa (NIBP) in pazienti pediatrici con circonferenza del braccio compresa tra 18 e 26 cm. Costruito con materiali resistenti e confortevoli, assicura un posizionamento stabile e letture precise durante il monitoraggio.

## Caratteristiche tecniche:

- Circonferenza braccio: 18–26 cm (pediatrico)
- Compatibilità: monitor multiparametrico GIMA 900PLUS
- Connessione: tubo singolo con raccordo rapido
- Materiale: nylon medico lavabile, privo di lattice
- Chiusura: velcro ad alta tenuta per un fissaggio sicuro
- Colore: blu/verde medico
- Classe dispositivo: I (Direttiva 93/42/CEE)
- Latex-free e DEHP-free

## Vantaggi:

- Misurazione precisa e confortevole per pazienti pediatrici
- Facile installazione e rimozione grazie al sistema a strappo
- Compatibilità totale con i monitor GIMA 900PLUS
- Materiali resistenti, lavabili e di lunga durata

## Destinazione d'uso:

Indicato per uso in reparti pediatrici, ambulatori e sale di monitoraggio dove si utilizza il sistema GIMA 900PLUS per la misurazione della pressione arteriosa non invasiva.

## Produttore:

GIMA S.p.A.  
Via Marconi 1, 20060 Gessate (MI), Italia  
Tel. +39 02 953854209 – [www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)