

TEGADERM ALGINATE 3M - MEDICAZIONE IN ALGINATO DI CALCIO AD ALTA INTEGRITÀ 30,4x2 cm conf. 5 pz.



Tegaderm Alginate 3M Medicazione in Alginato di Calcio 30,4x2 cm

3M™ TEGADERM™ ALGINATE Codice 3M™: 90120

Tegaderm™ Alginate medicazione ad alta integrità nastro 30,4x2 cm

La medicazione in alginato di calcio ad alta integrità 3M™ Tegaderm™ contribuisce a mantenere un ambiente umido ottimale per la cicatrizzazione delle ferite da moderatamente ad altamente essudanti.

Questa medicazione primaria è altamente conformabile, morbida, assorbente, sterile. Reagendo all'essudato delle ferite, forma una massa gelatinosa che mantiene un ambiente umido idoneo per la cicatrizzazione. La struttura ad alta integrità facilita la rimozione della

medicazione, in grado inoltre di controllare piccole emorragie e facilitare lo sbrigliamento autolitico. Richiede una medicazione secondaria appropriata. Compatibile con medicazioni coprenti 3M.

Indicata per:

- Ulcere da pressione, venose e neuropatiche (diabetiche)
- Ferite, tagli e abrasioni superficiali
- Siti donatori
- Ferite post-operatorie
- Ferite da trauma
- Altre lesioni dermatologiche

La Tegaderm Alginate 3M è una medicazione avanzata in alginato di calcio progettata per la gestione di ferite con essudato da moderato ad abbondante. Grazie alla sua elevata capacità assorbente, contribuisce a mantenere un ambiente umido ottimale per il processo di guarigione, favorendo la naturale rigenerazione dei tessuti e il comfort del paziente.

A contatto con l'essudato, la medicazione si trasforma in un gel morbido che aiuta a trattenere le secrezioni e a ridurre il rischio di macerazione della cute perilesionale. La particolare struttura ad alta integrità consente una rimozione facilitata e atraumatica, minimizzando il disagio durante i cambi di medicazione.

Tegaderm Alginate è indicata per numerose applicazioni cliniche, tra cui ulcere da pressione, ulcere venose, ulcere diabetiche, ferite traumatiche, siti donatori, ferite post-operatorie e lesioni cutanee con essudazione significativa. La conformabilità del materiale permette un adattamento efficace ai diversi profili anatomici, garantendo una copertura sicura della lesione.

La qualità e l'affidabilità del marchio 3M rendono questa medicazione una soluzione professionale per ospedali, ambulatori, strutture sanitarie e assistenza domiciliare.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve Tegaderm Alginate 3M?

È una medicazione avanzata indicata per il trattamento di ferite con essudato moderato o abbondante.

Come funziona l'alginate di calcio?

Assorbe l'essudato e forma un gel che mantiene un ambiente umido favorevole alla guarigione.

È indicata per ulcere da pressione?

Sì, è utilizzata frequentemente nella gestione delle ulcere da pressione e di altre lesioni croniche.

La rimozione è dolorosa?

La struttura ad alta integrità facilita la rimozione atraumatica della medicazione.

Può essere utilizzata dopo un intervento chirurgico?

Sì, è indicata anche per ferite post-operatorie e siti donatori.

Tegaderm Alginate 3M medicazione in alginato di calcio ad alta integrità per ferite essudanti, ulcere e lesioni croniche.