

TEST BOWIE & DICK UPSTAR - pronto all'uso



Pronto per l'uso. - Variazione di colore stabile - Alta sensibilità, rileva eventuali anomalie del ciclo - Positivo: colore verde uniforme - Negativo: colore rosso uniforme. Tempo e/o temperatura e/o pressione del vapore errati. Il test pronto all'uso di Bowie & Dick è progettato appositamente per verificare il corretto funzionamento delle autoclavi a vapore e la loro capacità di sterilizzare dispositivi porosi (tamponi, teli, camici, TNT...) -elevata sensibilità: rileva le anomalie -interpretazione facile -variazione di colore stabile -confezione in alluminio impermeabile.