

## BOWIE DICK PACK conf. 20 pz.



PACCHETTO TEST BOWIE E DICK • conf. da 20 pz • dimensioni: 123 x 123 x 16 mm Usato per il monitoraggio giornaliero di sterilizzatori a vapore pre-vuoto. Il test Bowie e Dick è inteso per testare lo sterilizzatore a vapore ad inizio giornata (come da normativa ISO 11140). La buona riuscita del test, autorizza all'utilizzo dello sterilizzatore. Il test di Bowie e Dick rileva guasti come perdite d'aria, vuoto insufficiente e inadeguata penetrazione del vapore. Confezione e manuale in GB, IT, ES, FR, PT, GR, DE. - soddisfa i requisiti EN 285 e ISO 17665 - conforme alle normative ISO 11140 - 4 TIPO 2 / EN 867 - 4 CLASSE B (EU standard 7 kilo) - testato indipendentemente per mostrare prestazioni simili al pacchetto originale - cambiamento di colore blu chiaro - viola - facile da interpretare e documentare - non tossico/senza piombo