


## TEST STERILIZZAZIONE CLASSE 6 conf. 250 pz.



INDICATORE A EMULAZIONE (VAPORE) TIPO 6 - conf. da 250 strisce Gli indicatori a emulazione (tipo 6) sono progettati per testare sterilizzatori a vapore operanti a 121°C - 15 min e 134° C - 3,5 min. Gli indicatori di verifica possono essere utilizzati in ogni busta / pacco di strumenti e forniranno la garanzia di penetrazione del vapore negli stessi e la presenza di tutti i parametri critici richiesti nel ciclo di sterilizzazione a vapore. L'indicatore a base d'acqua, e non chimicamente tossico in conformità con la normativa ISO 11140 - 1, mostrerà un chiaro cambiamento di colore dal blu al lilla dopo l'avvenuta sterilizzazione.