

KIT CRIOCHIRURGICO CRYOMEGA VET DUAL DELIVERY 1 kit



KIT CRIOCHIRURGICO CRYOMEGA® VET DUAL DELIVERY CryOmega® Vet Dual Delivery è la scelta perfetta per il trattamento criochirurgico delle lesioni benigne. Il criogeno raggiunge una temperatura di -68 C° ed è immediatamente pronto per l'uso. Erogabile mediante Coni o Bud. Combina la portabilità di una bomboletta con l'efficacia dei più costosi apparecchi a base di azoto liquido. Forma idonea per l'uso con una sola mano, facilità di impiego, non servono suture. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, GR, RO, NL, BG, SE, PL, PT disponibili sul sito www.gimaitaly.com • Congelamento efficace • Non richiede anestesia • Alta efficacia • Due modalità di erogazione: bud o coni - Coni: Dimensioni diverse consentono un trattamento preciso - Bud Appropriati per trattare superfici difficilmente raggiungibili o con cute sottile

TRATTAMENTI LESIONI Tipo di lesione / Intervallo durata congelamento Verruche: 3 x 10 secondi
Neoplasie della palpebra: 10 - 20 secondi Neoplasie della ghiandola di Meibomio: 10 - 20 secondi
Papule: 2 x 5 secondi Distichia: 10 secondi Papillomi: 3 x 10 secondi Adenomi: 3 x 10 secondi
Granulomi da leccamento: 3 x 10 secondi Escrescenze anali: 3 x 10 secondi VANTAGGI DELLA
CRIOCHIRURGIA Meno dispendio di tempo Più tessuto preservato Meno sanguinamento Meno dolore
post-operatorio Meno sedazione o assenza di sedazione Meno tagli o assenza di tagli