

CUP TEST DROGHE - 7 parametri + adulteranti per 24570 conf. 25 pz.



Semplicemente scansionando il test nell'apparecchio (cod. 24570-24571) è possibile ottenerne una completa analisi sul vostro PC. - analisi automatica dei test a lettura visuale - sistema interno di autocontrollo qualità - acquisizione immagini, gestione dati/esportazione, archivio risultati Principali benefici: - automatico - elimina la variabilità e la soggettività nell'interpretazione dei risultati - preciso - garanzia del risultato rispetto ai test visuali - veloce - il processo di scansione richiede 15-30 secondi - flessibile - diversi formati/menu, peso leggero, semi-portatile, installazione semplice, compatibile con Windows - adatto nella medicina del lavoro per uno screening economico dei lavoratori

DROGHE • MTD - CUT OFF: 300 ng/mL - Tempo rilevazione: 5-7 giorni • MDMA - CUT OFF NG/M:L 500 - Tempo rilevazione: 5-7 giorni • MET - CUT OFF NG/M:L 500 - Tempo rilevazione: 3-5 giorni • COC - CUT OFF NG/M:L 300 - Tempo rilevazione: 2-5 giorni • THC - CUT OFF NG/M:L 50 • AMP - CUT OFF NG/M:L 500 - Tempo rilevazione: 2-5 giorni • MOP - CUT OFF NG/M:L 300 - Tempo rilevazione: 5-7 giorni ANTIADULTERANTI • OX • S.G. • PH • NiT • Glut • CRE