

## **CUP TEST DROGHE - 8 parametri + adulteranti per 24570 conf. 25 pz.**



Semplicemente scansionando il test nell'apparecchio (cod. 24570-24571) è possibile ottenerne una completa analisi sul vostro PC. - analisi automatica dei test a lettura visuale - sistema interno di autocontrollo qualità - acquisizione immagini, gestione dati/esportazione, archivio risultati Principali benefici: - automatico - elimina la variabilità e la soggettività nell'interpretazione dei risultati - preciso - garanzia del risultato rispetto ai test visuali - veloce - il processo di scansione richiede 15-30 secondi - flessibile - diversi formati/menu, peso leggero, semi-portatile, installazione semplice, compatibile con Windows - adatto nella medicina del lavoro per uno screening economico dei lavoratori

DROGHE • MTD - CUT OFF: 300 ng/mL - Tempo rilevazione: 5-7 giorni • MDMA - CUT OFF: 500 ng/mL - Tempo rilevazione: 5-7 giorni • MET - CUT OFF: 500 ng/mL - Tempo rilevazione: 3-5 giorni • COC - CUT OFF: 300 ng/mL - Tempo rilevazione: 2-5 giorni • THC - CUT OFF: 50 ng/mL • AMP - CUT OFF: 500 ng/mL - Tempo rilevazione: 2-5 giorni • MOP - CUT OFF: 300 ng/mL - Tempo rilevazione: 5-7 giorni • BUP - CUT OFF NG/ML 10 - Tempo rilevazione: 5-7 giorni ANTIADULTERANTI • OX • S.G. • PH • NIT • Glut • CRE