

## **KIT 5010E MATERASSO A PRESSIONE ALTERNATA+POMPA**



**KIT 5010E MATERASSO A PRESSIONE ALTERNATA + COMPRESSORE**

**LIVELLO DA MODERATO A INTENSIVO STADIO I, II, III**

Sistema professionale progettato per la prevenzione e il trattamento dei pazienti che presentano rischio di ulcere da decubito. La pressione è continuamente redistribuita tramite il gonfiaggio e lo sgonfiaggio degli elementi in modo da imitare i movimenti naturali del sonno, evitando così di comprimere la pelle per un periodo prolungato.

Manuale in: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, SE, GR

Gli elementi a lento rilascio d'aria tengono lontana l'umidità

Uso professionale

Copertura in Nylon PU con pulsante; biocompatibile, lascia passare il vapore ed è impermeabile. Ignifugo.

**PRESSIONE ALTERNATA**

Funzione di alternanza. Il compressore gonfia e sgonfia gli elementi in maniera ciclica per cambiare i punti di contatto tra il paziente e il letto, per agevolare la circolazione del sangue, prevenire o trattare le piaghe da decubito e ridurre così il dolore del paziente e il lavoro degli operatori.

#### COMPRESSORE:

Dimensioni: 30x13,5xh 11 cm

Durata ciclo: 12 min

Tensione di esercizio: 220-240 V, 50 Hz

Pressione di esercizio: 55-120 mmHg

Materiale scatola: ABS ignifugo

Uscita aria: 7-8 litri/min

TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2

#### MATERASSO:

Dimensione totale: 198x86x12,8 cm

Alternanza 1 in 2 (gruppo A e B)

Altezza elementi: 12,8 cm (5")

Materiale copertura: Nylon PU con bottone

Spessore: 0,4 mm

Numero di elementi: 17+1 ricambio

Materiale elementi: nylon PVC

Portata: 150 kg