

## **KIT 8050 MATERASSO A PRESSIONE ALTERNATA+POMPA**



Un sistema avanzato per materasso a pressione alternata.

Il compressore multi-modalità offre:

- modalità alternata: La pressione è continuamente redistribuita tramite il gonfiaggio e lo sgonfiaggio degli elementi in modo da imitare i movimenti naturali del sonno ed evitando così di comprimere la pelle per un periodo prolungato.
- modalità statica costante: la pressione è ridotta di circa 2/3 rispetto a quella della modalità alternata attraverso l'immersione e l'avvolgimento. Allarmi visivi indicano una situazione anomala, riducendo il rischio di errore umano.

Adatto alla prevenzione e al trattamento di ogni stadio di ulcere da decubito.

Manuale in: GB, IT.

ISO 03.33.06.021

Materasso:

- Dimensione totale: 200 x 90 x 22 cm

- Alternanza 1 in 2 (gruppo A e B)
- Altezza elementi: 22 cm (8,66")
- Materiale copertura: Nylon+PU con fodera in cotone
- Spessore: 0,3 mm
- Materiale elementi: TPU
- Adatto per persone fino a: 180 kg
- Numero di elementi: 20 + 1 ricambio

Compressore:

- Dimensioni: 30 x 13,5 x h 11 cm
- Altezza celle: 12,5 cm
- Pressione esercitata: 55-120 mmHg
- Voltaggio: 220 V, 50 Hz
- Fuoriuscita aria: 7-8 litri/min
- Durata ciclo: 12 min
- Materiale copertura: ABS ignifugo TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2
- Modalità statica, allarme bassa pressione, connettore rapido, funzione di trasferimento