


Aghi a Farfalla Terumo Surflo 19G 1,1 × 19 mm - Sterili - SV*19NL30 (Conf. 50 Pezzi) - avorio



AGHI A FARFALLA SURFLO™ - sterili

- Codice TERUMO®: SV*19NL30
- Ago: 19G - 1,1 × 19 mm
- Colore: avorio
- Minimo vendita: conf. da 50

Gli aghi a farfalla Surflo™ (microperfusori) sono studiati per introdurre fluidi nel sistema vascolare dopo la venipuntura. Per garantire stabilità e presa durante la venipuntura, sono dotati di alette a incastro con codice colore. Grazie alla leggera angolazione delle alette (<3° rispetto alla cannula), esercitano una pressione minore sul vaso sanguigno durante la venipuntura ed entrano agevolmente nella cute. Non sono fabbricati con DEPH e non hanno componenti in lattice di gomma naturale.

Lunghezza tubo: 30 cm.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG, RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK, SI, RS, EE, LV, LT, TR, RU.

Il modello 19G (1,1 × 19 mm) con codice SV*19NL30 è caratterizzato dal colore avorio, che consente una rapida identificazione della misura secondo il codice cromatico standard. Gli aghi sono dotati di microperfusore con tubo da circa 30 cm, utile per facilitare le operazioni di prelievo o somministrazione di fluidi riducendo i movimenti sull'ago.

La struttura è progettata per garantire bassa resistenza alla penetrazione, migliorando il comfort del paziente e permettendo una venipuntura più fluida. Le alette morbide assicurano stabilità e controllo durante l'inserimento dell'ago e facilitano il fissaggio sulla pelle.

Gli aghi Surflo sono indicati per prelievi ematici, infusioni e accessi venosi periferici, risultando particolarmente utili in ospedali, ambulatori, laboratori di analisi e centri prelievo.

Il prodotto è sterile e monouso, confezionato in scatola da 50 pezzi, ideale per utilizzo professionale in ambito sanitario.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa servono gli aghi a farfalla Surflo?

Sono utilizzati per venipunture, prelievi di sangue e infusioni di liquidi nel sistema vascolare.

Qual è la misura dell'ago?

Il modello è 19G con dimensioni 1,1 × 19 mm.

Quanto è lungo il tubo del microperfusore?

Il tubo collegato all'ago ha una lunghezza di circa 30 cm.

Gli aghi sono sterili?

Sì, sono sterili e monouso per garantire sicurezza e igiene.

Quanti pezzi contiene la confezione?

La confezione include 50 aghi a farfalla.

Il colore dell'ago indica la misura?

Sì, il colore avorio identifica la misura 19G secondo il codice cromatico standard.

Aghi a farfalla Terumo Surflo 19G 1,1×19 mm sterili con tubo 30 cm.

Ideali per venipuntura e prelievi ematici. Confezione da 50 pezzi.