

T-ONE MEDI SPORT - elettroterapia a 4 canali



ELETTROTHERAPIA T-ONE MEDISPORT - 4 canali

Dispositivo professionale per specialisti dello sport. Gli appositi programmi di stimolazione muscolare aiutano a migliorare le prestazioni sportive. Aumenta la forza e contribuisce al recupero dopo infortuni sportivi con protocolli di trattamento specifici.

Caratteristiche

- generatore di corrente costante (garantisce una corrente continua anche in caso di cambiamento delle condizioni cutanee; si spegne in caso di disconnessione accidentale degli elettrodi)
- 4 canali indipendenti (possibilità di collegare fino a 8 elettrodi)
- onda quadra bifasica compensata: la quantità di corrente dal polo positivo al negativo è costante per evitare l'effetto di polarizzazione
- generatore di onda monofasica (solo per i programmi di ionoforesi)
- 2+2 programmi utente
- display a colori retroilluminato

- feedback utilizzatore: il dispositivo riconosce se il paziente è collegato
- tastiera a sfioramento di facile utilizzo
- manuale online in 5 lingue (GB, FR, IT, ES, DE) su display
- batteria ricaricabile 4,8 V
- programmi personalizzati per uomo e donna
- intensità massima 240 mApp, con regolazione a step di 1 mA

Dimensioni: 150x90x35 mm

- BEAUTY (18 PROGRAMMI)

Rassodamento

Tonificazione

Definizione

Modellazione

Microlifting

Lipolisi addome

Lipolisi cosce

Lipolisi glutei e fianchi

Lipolisi braccia

Elasticità tessuti

Capillarizzazione

Pesantezza gambe

Microlifting viso Handy Trode

Microlifting seno Handy Trode

Microlifting décolleté Handy Trode

Rughe viso Handy Trode

Rughe fronte Handy Trode

Collagene

- REHA (10 PROGRAMMI)

Ionoforesi L

Ionoforesi M

Ionoforesi H

Microcorrente MENS

Ematimi

Edemi

Tens sequenziale

Tens Burst

Prevenzione Atrofia

Atrofia

- TENS (16 PROGRAMMI)

Tens rapido

Tens endorfinico

Valori massimi Tens

Infiammatorio

Dolore al collo

Dolore alla schiena/sciatica

Distorsioni/contusioni

Vascolarizzazione

Rilassamento muscolare

Dolore mano e polso

Stimolazione plantare

Epicondilitis

Epitroclea

Periartrite

Tens Burst

Microcorrente

• NEMS

Riscaldamento

Resistenza

Forza di resistenza

Forza di base

Forza rapida

Forza esplosiva

Capillarizzazione profonda

Recupero muscolare

Agonista/Antagonista

Contrazioni toniche sequenziali

Contrazioni fisiche sequenziali

Rilassamento muscolare

Massaggio profondo

EMS

Resistenza 30'

Forza di resistenza 30'

Forza di base 20'

Forza rapida 20'

Forza esplosiva 20'

Ipertrofia 20'

- NEM

Tens mem 1

Tens mem 2

Tens mem 3

Tens mem 4

Tens mem 5

NEMS mem 1

NEMS mem 2

NEMS mem 3

NEMS mem 4

NEMS mem 5

NEMS alternato

Test batteria

- 2+2

Tens rapido

Tens endorfinico

Rassodamento

Tonificazione

Definizione

Modellazione

Microlifting

Rilassamento muscolare

Massaggio

Capillarizzazione

Infiammatorio

Resistenza, forza di resistenza

Forza di base, forza rapida

Forza esplosiva, Ipertrofia

Microlifting viso Handy Trode

Microlifting seno Handy Trode

Microlifting décolleté Handy Trode

Rughe viso Handy Trode

Rughe fronte Handy Trode