

## **GIMAFIX - FISSATORE PER CITOLOGIA - 200 ml conf. 24 pz.**



**FISSATORE SPRAY PER CITOLOGIA GIMAFIX - 200 ml - conf. da 24**

Fissatore per citologia.

Composizione: alcol isopropilico, polietilenglicole.

Spruzzare a una distanza di 20 cm dal vetrino.

Asciuga rapidamente e forma una pellicola sottile per conservare nel tempo il vetrino.

Conforme al Regolamento 2017/746 UE.

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES.

Made in Italy.