

DISPOSITIVO CRIOCHIRURGICO CRYOCLEAR con cartuccia 16 g



CryoClear® con cartuccia 16 g - non ricaricabile

CryoClear® utilizza anidride carbonica, che congela a -79°C a una profondità non superiore a 2 mm nella cute, trattando in modo sicuro e clinicamente efficace lesioni cutanee superficiali.

L'efficacia superiore al 95%, combinata con una minore distruzione del tessuto sano, lo rende perfetto per trattare macchie dell'età, macchie dovute al sole e fibromi penduli.

Offre una crioterapia eccellente e rapida, anche come trattamento combinato con esfoliazione chimica, trattamenti per il viso, microneedling o dermaplaining.

Dispositivo senza contatto (0,5 cm di distanza) utilizzabile su più pazienti.

Fino a 300 secondi di trattamento per dispositivo (circa 60 trattamenti di 5 secondi).

Consigliato per saloni di bellezza e cosmesi.

Confezione e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, NL, PL, FI).

Made in USA.

Intervallo tempo congelamento (sec)

Tempo di congelamento consigliato in letteratura:

Cheratosi attinica (macchie sole) 5-10

Lentigo (macchie dell'età) 5-10

Fibroma pendulo 5-10