

## THERMO FEEL



### THERMO FEEL

Strumento utile per la diagnosi delle neuropatie nei pazienti diabetici. Le sue due parti (una in acciaio inox ed una in plastica) sono alternativamente messe a contatto con la pelle del piede del paziente. La percezione da parte del paziente del caldo o del freddo consente di fornire una prima diagnosi di diabete.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, LT, SK, HU, BG, GR, Arabo.

Thermo Feel è uno strumento diagnostico professionale progettato per la valutazione della sensibilità termica e per il supporto nella diagnosi precoce delle neuropatie periferiche, in particolare nei pazienti diabetici. Grazie alla sua struttura semplice ed efficace, permette di verificare rapidamente la percezione del caldo e del freddo a livello cutaneo.

Il dispositivo è composto da due estremità realizzate in materiali differenti - una in acciaio inox e una in plastica - che generano differenti sensazioni termiche quando vengono applicate sulla pelle del paziente. Questo consente all'operatore sanitario di valutare eventuali alterazioni della sensibilità termica in modo pratico e immediato.

Compatto, leggero e facile da utilizzare, Thermo Feel è ideale per ambulatori, studi medici, diabetologia, neurologia e screening clinici. La sua semplicità d'uso lo rende uno strumento molto utile nella prevenzione delle complicanze legate alla neuropatia diabetica.

Il prodotto viene fornito in pratica confezione con manuale multilingue ed è pensato per utilizzo professionale sanitario.

---

## **FAQ - Domande e Risposte**

### **A cosa serve Thermo Feel?**

*Serve per valutare la sensibilità al caldo e al freddo nei pazienti.*

### **È indicato per pazienti diabetici?**

*Sì, è utilizzato nel controllo delle neuropatie diabetiche.*

### **Come funziona il dispositivo?**

*Le due estremità in materiali diversi trasmettono differenti sensazioni termiche sulla pelle.*

### **È adatto per uso professionale?**

*Sì, è indicato per ambulatori, studi medici e specialisti.*

### **Il prodotto è facile da utilizzare?**

*Sì, il test può essere eseguito rapidamente e in modo semplice.*

Thermo Feel per test sensibilità termica e diagnosi neuropatie diabetiche.

Strumento professionale per valutazione caldo/freddo in ambito medico e neurologico.