

## MONOFILAMENTO 2 - VALUTATORE DI SENSIBILITÀ



### **MONOFILAMENTO - valutatore di sensibilità**

Monofilamento retraibile in plastica con 3 monofilamenti di ricambio.

Valuta sia la diminuzione che il ritorno di sensibilità (touch test).

Consente di esaminare il livello di funzione sensoriale e cambiamenti dello stato neurologico.

Calibrato a 10 g. Dimensioni: 13x2,5 cm + 4 cm monofilamento.

Strumento diagnostico per rilevare la neuropatia diabetica

Fornito in astuccio con manuale d'uso multilingue e 3 monofilamenti di ricambio

Il Monofilamento 2 - Valutatore di Sensibilità è uno strumento diagnostico professionale progettato per la valutazione della sensibilità cutanea e neurologica attraverso il test tattile (touch test). Utilizzato in ambito medico, neurologico, diabetologico e fisioterapico, consente di rilevare alterazioni della sensibilità periferica e monitorare eventuali deficit neurologici.

Il dispositivo è composto da un pratico manico ergonomico e da monofilamenti calibrati che permettono di esercitare una pressione controllata e costante sulla cute del paziente. Questo sistema aiuta il professionista sanitario a verificare la risposta sensoriale e identificare eventuali riduzioni della sensibilità tattile.

Il Monofilamento 2 è particolarmente indicato per screening neurologici, valutazioni del piede diabetico e controlli della sensibilità periferica. Grazie alle dimensioni compatte e alla facilità di utilizzo, rappresenta uno strumento pratico per ambulatori, studi medici, reparti specialistici e attività di prevenzione.

La confezione include manuale d'uso multilingua e monofilamenti di ricambio, garantendo continuità operativa e semplicità di manutenzione.

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **A cosa serve il monofilamento valutatore di sensibilità?**

*Serve per valutare la sensibilità cutanea e rilevare eventuali deficit neurologici periferici.*

##### **È utilizzato per il piede diabetico?**

*Sì, è ampiamente utilizzato nei controlli della neuropatia diabetica.*

##### **Come funziona il test?**

*Il monofilamento esercita una pressione calibrata sulla pelle per verificare la risposta sensoriale del paziente.*

##### **Sono inclusi monofilamenti di ricambio?**

*Sì, il prodotto include monofilamenti sostitutivi.*

##### **È adatto a uso professionale?**

*Sì, è indicato per medici, neurologi, diabetologi e professionisti sanitari.*

Monofilamento valutatore di sensibilità professionale per test neurologici e piede diabetico.  
Strumento diagnostico con filamenti calibrati.