

## STEREOTEST DI LANG I-R



### LANG STEREOTEST® I-R

#### Alta e moderna qualità

Qualità ottica Schede di prova migliorata grazie alla tecnologia moderna digitale e lenticolare.

#### Omogeneità

Omogeneità del Motivo a Punti migliorata e ridotto riconoscimento ad occhio singolo.

#### Angoli arrotondati

Nuova superficie laminata e tagliata a laser.

#### Corretta applicazione

Disegno schematico e brevi istruzioni sul retro.

Conformità MDR 2017/745

Lo STEREOTEST® DI LANG rappresenta lo standard attuale degli stereotest basati su puntini casuali, senza la necessità di occhiali 3D e con elevata sensibilità e specificità per la

stereopsi.

L'esame combina puntini casuali e un reticolo di lenti ed è studiato per lo screening rapido della visione binoculare in tutte le fasce di età, compresi i bambini molto piccoli.

La scheda viene presentata a una distanza di lettura e al paziente viene chiesto che cosa vede, mentre si osservano i movimenti degli occhi.

Il riconoscimento delle figure è possibile solo ai soggetti che hanno una stereopsi completa, mentre i pazienti con ambliopia e strabismo (anche ad angolo ridotto) non superano il test.

Lo STEREOTEST® I DI LANG mostra tre stereogrammi con disparità di 1200, 600 e 400 arcsec.

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, HU, NL, CZ, SE, DK, RO, HR, GR disponibile su [www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com).

Made in Switzerland.