


TAVOLA SIMBOLI LEA da vicino - Test Visivo a 40 cm



TEST VISIONE DA VICINO CON SIMBOLI LEA - 40 cm

Questo test misura l'acuità visiva da vicino attraverso linee distanziate proporzionalmente (logMAR) sul lato frontale e linee distanziate al 25% e al 50% sul lato posteriore. Contiene le risposte, tavole per esercitazione e istruzioni. Dimensioni tavola: 20,3x25,4 cm.

La tavola con simboli LEA per visione da vicino è uno strumento diagnostico utilizzato per la valutazione dell'acuità visiva a breve distanza, particolarmente indicato per bambini, pazienti pediatrici e soggetti con difficoltà nella lettura delle lettere tradizionali. Il test si basa sui simboli LEA, riconosciuti a livello internazionale per l'esame della funzione visiva.

Questa tavola consente di effettuare il test di visione da vicino a una distanza di 40 cm, utilizzando simboli facilmente riconoscibili che permettono una valutazione affidabile anche nei pazienti più piccoli o in persone con difficoltà di comunicazione.

Il lato frontale della tavola mostra file di simboli con dimensioni progressivamente ridotte, distanziate proporzionalmente secondo il sistema logMAR, garantendo una misurazione accurata dell'acuità visiva. Sul lato posteriore sono presenti risposte, tavole per esercitazione e istruzioni, utili per facilitare l'esecuzione del test da parte dell'operatore sanitario.

Grazie alla struttura compatta e resistente, la tavola è adatta per l'utilizzo in studi oculistici, ambulatori, cliniche e centri di screening visivo.

Caratteristiche principali

- Test di visione da vicino
 - Distanza di utilizzo: 40 cm
 - Sistema basato su simboli LEA
 - Progressione delle dimensioni secondo scala logMAR
 - File di simboli distanziate proporzionalmente
 - Risposte e istruzioni sul lato posteriore
 - Tavole per esercitazione incluse
 - Ideale per pazienti pediatrici e screening visivi
 - Dimensioni tavola: 20,3 × 26,4 cm
-

FAQ - Domande frequenti

A cosa serve la tavola con simboli LEA?

Serve per valutare l'acuità visiva da vicino, soprattutto nei bambini o nei pazienti che non riescono a leggere lettere.

A quale distanza si utilizza il test?

Il test è progettato per essere utilizzato a 40 cm di distanza.

Che tipo di scala utilizza?

Le dimensioni dei simboli seguono il sistema logMAR, utilizzato nei test visivi professionali.

È adatta per l'uso pediatrico?

Sì, i simboli LEA sono pensati proprio per facilitare i test visivi nei bambini.

Tavola simboli LEA per test visivo da vicino a 40 cm. Strumento professionale per valutazione dell'acuità visiva pediatrica con scala logMAR.