

MASCHERA LARINGEA AMBU AURA-i N. 4 - monouso



MASCHERA LARINGEA MONOUSO AMBU® AURA-i™

- Maschera laringea N 4
- Colore: arancione
- Peso paziente: 50-70 kg
- Volume max gonfiaggio cuffia: 30 ml
- Tubo ET max (Ø max del tubo endotracheale): 7,5 mm

La morbida curvatura di Aura-i, preformata per seguire l'anatomia delle vie aeree umane, assicura un posizionamento rapido e semplice e una performance a lungo termine.

Aura-i è il dispositivo ideale per interventi di routine per mantenere la via aerea pervia quando l'utilizzo del tubo ET non è ritenuto necessario. Allo stesso tempo può essere utile per la gestione delle vie aeree difficili.

In situazioni CI-CV ("impossibile intubare - impossibile ventilare"), dove lo scopo finale è intubare il paziente, Aura-i può essere utilizzata come canale diretto per l'intubazione endotracheale assistita con un videoscopio flessibile.

Il tubo di ventilazione è progettato per facilitare il passaggio di tubi endotracheali di dimensioni adeguate.

La misura consigliata del tubo ET è indicata sul blocco del connettore della maschera.

AMBU® AURA-i™ VENTILAZIONE & INTUBAZIONE

Forma anatomica curva per un inserimento facile e veloce.

Marcatori di navigazione per guidare il videoscopio flessibile.

Facilita l'intubazione con tubi ET standard.

La punta rinforzata resiste alla piegatura durante l'inserimento e sigilla lo sfintere esofageo superiore.

Bordi lisci senza sporgenze o alette che potrebbero graffiare tessuti delicati.

Il palloncino pilota ultra sottile riconosce la misura della maschera e fornisce indicazioni tattili precise sul livello di gonfiamento.

Intubazione endotracheale diretta utilizzando un videoscopio flessibile e tubi ET standard.

Connettore universale 15 mm (ISO).

Pressione massima intra-cuffia: 60 cm H₂O

Connessione al ventilatore: 15 mm ISO 5356-1

Materiale tubo/cuffia: PVC (privo di lattice e ftalati)

Gamma completa per pazienti neonatali (solo AuraGain), pediatrici e adulti

Imballate sterili e pronte per l'uso

Confezione con codice colore con indicazioni per l'uso