

GHIACCIO ISTANTANEO IN BUSTA TNT conf. 25 pz.



GHIACCIO ISTANTANEO - busta TNT 14x18 cm (non tessuto)

minimo vendita: conf. da 25 buste (38x25xh 17 cm)

Il "ghiaccio istantaneo" è raccomandato per la crioterapia.

Ottimo in caso di trauma per lenire il dolore e prevenire la formazione di ematomi, gonfiori ecc.

Sempre pronto in qualsiasi luogo e momento._

Basta schiacciare la busta per rompere la bolla interna, quindi agitare. La miscela ottenuta abbassa la temperatura interna della busta. Raggiunge -4°C all'attivazione e raggiunge 0°C dopo 30 minuti (a temperatura ambiente di 20 °C).

Peso 250 g._

Ghiaccio istantaneo con busta multilingue: GB, FR, IT, ES.

Il rivestimento in TNT garantisce maggiore comfort durante l'applicazione sulla pelle e rende il prodotto pratico da utilizzare anche in situazioni di emergenza. È particolarmente indicato per ambulanze, studi medici, palestre, centri sportivi e kit di primo soccorso.

Prodotto monouso, facile da trasportare e sempre pronto all'uso in qualsiasi situazione.

FAQ - Domande e Risposte

Come si attiva il ghiaccio istantaneo?

È sufficiente premere la bolla interna e agitare la busta.

Serve il congelatore prima dell'utilizzo?

No, il prodotto si attiva istantaneamente senza refrigerazione.

Quante buste contiene la confezione?

La confezione contiene 25 buste monouso.

Per cosa è indicato il ghiaccio istantaneo?

È utile per traumi, contusioni, gonfiori, ematomi e primo soccorso.

La busta può essere riutilizzata?

No, è un prodotto monouso.

Ghiaccio istantaneo in busta TNT conf. 25 pz per pronto soccorso, sport e crioterapia.
Compresa fredda monouso ad attivazione immediata.