

Ghiaccio Istantaneo in Busta PE - Compressa Fredda Monouso (Conf. 25 Pezzi)



GHIACCIO ISTANTANEO - busta PE 14x18 cm (polietilene)

minimo vendita: conf. da 25 buste (38x25xh 17 cm)

Il "ghiaccio istantaneo" è raccomandato per la crioterapia.

Ottimo in caso di trauma per lenire il dolore e prevenire la formazione di ematomi, gonfiori ecc.

Sempre pronto in qualsiasi luogo e momento.

Basta schiacciare la busta per rompere la bolla interna, quindi agitare. La miscela ottenuta abbassa la temperatura interna della busta. Raggiunge -4°C all'attivazione e raggiunge 0°C dopo 30 minuti (a temperatura ambiente di 20 °C).

Peso 250 g.

Ghiaccio istantaneo con busta multilingue: GB, FR, IT, ES.

Il ghiaccio istantaneo in busta PE è una compressa fredda monouso progettata per offrire un rapido sollievo in caso di traumi, contusioni, distorsioni o piccoli infortuni. Grazie al sistema

di attivazione immediata, consente di ottenere freddo istantaneo senza necessità di congelatore o preparazione preventiva.

Per attivarlo è sufficiente premere la busta interna e agitare il contenuto: la reazione chimica produce rapidamente una diminuzione della temperatura, rendendo il prodotto pronto all'uso in pochi secondi. Questo lo rende ideale per interventi di primo soccorso in ambito sportivo, sanitario, scolastico o domestico.

Il ghiaccio istantaneo è particolarmente utile per ridurre dolore, gonfiore ed ematomi, contribuendo a limitare l'infiammazione nelle prime fasi del trauma. Può essere utilizzato in qualsiasi luogo e momento, risultando un accessorio indispensabile per kit di pronto soccorso, ambulanze, palestre e strutture sportive.

La busta è realizzata in polietilene resistente e misura circa 14 × 18 cm, dimensione pratica che consente una facile applicazione sulla zona interessata. La confezione contiene 25 compresse monouso, ideale per strutture sanitarie o ambienti dove è necessario avere sempre a disposizione prodotti per il primo intervento.

FAQ - Domande e Risposte

Come si attiva il ghiaccio istantaneo?

È sufficiente premere la busta interna e agitare il contenuto per attivare la reazione che produce freddo immediato.

Serve un congelatore per utilizzarlo?

No, il ghiaccio istantaneo si attiva senza bisogno di congelatore o refrigerazione.

Per quali situazioni è indicato?

È indicato per traumi, contusioni, distorsioni, gonfiore ed ematomi.

Quanto dura l'effetto freddo?

L'effetto refrigerante dura il tempo necessario per il primo intervento dopo il trauma.

Il prodotto è riutilizzabile?

No, si tratta di una compressa fredda monouso.

Quanti pezzi sono presenti nella confezione?

La confezione contiene 25 buste di ghiaccio istantaneo.

Ghiaccio istantaneo monouso in busta PE per pronto soccorso.

Compressa fredda per traumi e contusioni.

Confezione da 25 pezzi, attivazione immediata.