

## LAVAPADELLE POSEIDONE



### LAVAPADELLE POSEIDONE\_

—

—

—

Utilizzabile come lavabo per sostanze organiche e dispositivi medici e sanitari quali: urinali e padelle, vasi di aspiratori, contenitori urine, in acciaio inox o in plastica.\_

—

—

—

Due programmi di lavaggio: ciclo rapido (FAST) per urinali (max 130 secondi), ciclo normale (NORMAL) per padelle (max 300 secondi).\_

—

—

—

Il pannello frontale visualizza lo stato di funzionamento e l'allarme attivo.\_

—

—

—

- comando digitale elettronico\_

—

- allarme visivo e acustico\_

—

- funzione reset per cambiare ciclo\_

—

- funzione avvio/pausa per ciclo selezionato\_

—

- arresto immediato del ciclo in caso di apertura sportello\_

—

- acciaio inox\_

—

- controllo elettronico pompa elettrica\_

—

—

—

Manuale multilingue: GB, FR, IT.\_

—

—

—

Made in Italy.

Standby automatico: al termine del ciclo\_

—

Assorbimento massimo: 2,8W in modalità standby\_

—

Alimentazione - consumo: 230VCA - 50/60Hz - 400 W\_

—

Dimensioni: 536x735xh 930 mm