

DISINFETTANTE STRUMENTI GERMOCID 2% conf. 12 pz.



GERMOCID STRUMENTI - DILUITO 2% - bottiglia 1 l - conf. da 12_

—
—
—

Soluzione pronta all'uso con azione detergente e disinfettante per dispositivi medici invasivi e strumenti chirurgici. Prodotto specifico per la pulizia, un alto livello di disinfezione e la decontaminazione prima della sterilizzazione degli strumenti chirurgici e dei dispositivi medici invasivi. L'elevata efficacia come detergente e come disinfettante anche in presenza di materiale organico (sangue, saliva, essudati organici) consente di utilizzarlo anche su strumenti odontoiatrici. La rimozione dello sporco non necessita di azione meccanica. È attiva contro batteri Gram+ e Gram-, funghi, micobatteri e virus (HIV-HBV-HCV)._

—
—
—

Per uso professionale._

—
—

–

Dispositivo medico di classe IIb in conformità alla Direttiva 93/42/CEE._

–

Istruzioni: GB, FR, IT._

–

–

–

Made in Italy.

COMPOSIZION E CHIMICA_

–

100 g di prodotto contengono: Cloruro di benزالconio 2,0 g; O-Fenilfenolo 0,2 g; Coformulanti;
Acqua depurata q.b. a 100,0 g.