

Batteria 9146 per Cardiac Science Powerheart G3



Quando la batteria del suo defibrillatore Cardiac Science è scarica, l'indicatore di stato diventerà rosso quando l'apparecchio è aperto. Se il defibrillatore è chiuso, verrà emesso un segnale acustico e l'indicatore di stato sarà rosso. Quando il DAE dà questo tipo di segnale, è rimasta una capacità di 10 scosse. Il DAE indicherà che la batteria è vuota, fintantoché sarà rimasta abbastanza carica nella batteria per queste segnalazioni. Se non viene sostituita la batteria, ad un certo punto, l'apparecchio sarà completamente scarico. L'indicatore di stato rimarrà rosso, ma non verrà più emesso nessun segnale acustico. Inoltre, l'apparecchio non si accenderà più quando si apre lo sportello. Non si accenderanno nemmeno i LED.

La batteria al litio IntelliSense gialla va bene per i defibrillatori Powerheart G3 del tipo :

9300E,
9390E,
9300A e

9390A (prodotti dopo il 12 aprile 2004).

È compatibile inoltre con i DAE General Electric modello Responder con codice 9142

Garanzia:

Sull'accumulatore 9146 c'è una garanzia di 4 anni dal momento dell'inserimento. La garanzia decade se il defibrillatore ha 10 o più anni e se gli elettrodi inseriti sono scaduti. La batteria viene installata nella parte inferiore del DAE. Dopo l'installazione, il defibrillatore eseguirà un'autodiagnosi. Se l'autodiagnosi dà esito positivo, l'indicatore di stato diventerà verde. In caso contrario, è necessario aprire il defibrillatore e seguire le istruzioni vocali.

Specifiche

Batteria o elettrodi Batteria

Adatto per modello Cardiac Science Powerheart G3 , Cardiac Science Powerheart G3 plus

Durata circa. 5 anni

Gruppo di pazienti Inapplicabile

Peso 0.6 kgs

Batteria per il Cardiac Science Powerheart G3 tipo 9146 (giallo)

Compatibile anche con il defibrillatore General Electric Responder AED