

## Batteria per defibrillatore Cardiac Science G5



### **Batteria per il Cardiac Science Powerheart G5**

La batteria al litio IntelliSense per il Cardiac Science G5 va inserita sul retro del defibrillatore. Quando si sente un clic distinto, è inserita correttamente, dopodiché viene avviata l'autodiagnosi e l'indicatore di stato Rescue Ready diventerà verde.

### **Dove si vede la carica rimanente o lo stato della batteria Cardiac Science G5:**

Il defibrillatore Cardiac Science Powerheart G5 ha un indicatore di stato per visualizzare la carica rimanente della batteria, 5 tacche totali. Finché rimane accesa la spia verde, la batteria ha ancora abbastanza carica per un'eventuale rianimazione. Quando la spia diventa rossa, la capacità rimanente è troppo scarsa e la batteria va cambiata. Si possono dare fino a 250 scosse.

La durata della batteria dipende dalle impostazioni del DAE, ma anche dall'utilizzo che se ne fa e delle condizioni ambientali. Se le condizioni ambientali non sono ottimali o avete usato il defibrillatore varie volte, può essere che la batteria duri meno dei ca. 4 anni indicati.

### **Garanzia sulla batteria Powerheart:**

La batteria del Powerheart G5 AED è garantita per 4 anni dal momento di inserimento. La garanzia decade se il defibrillatore ha 10 o più anni e se gli elettrodi inseriti sono scaduti. Lo storico dell'utilizzo della batteria viene salvato in automatica e può essere scaricato facilmente con il software Aed MANAGER. Così è facile capire se si può fare reclamo.

### **Caratteristiche della batteria Cardiac Science G5:**

Data di produzione indicata sulla batteria

Composizione: Li/SO<sub>2</sub>

Range di temperature: 20°C - 30°C (lungo termine)

Range di temperature: -30°C - 65°C (breve termine)

Codice articolo: XBTAED001A

### **Specifiche**

Batteria o elettrodi Batteria

Adatto per modello Cardiac Science Powerheart G5

Durata circa. 4 anni

Gruppo di pazienti Inapplicabile

Peso 0.5 kgs

---

### **FAQ - Domande e Risposte**

#### **È compatibile con altri defibrillatori?**

*No, è specifica per la serie Cardiac Science Powerheart G5.*

#### **Quanto dura la batteria?**

*Fino a circa 5 anni in standby, in base all'utilizzo.*

#### **Quante scariche può erogare?**

*Fino a circa 250 scariche.*

#### **Serve manutenzione?**

*No, il sistema di autodiagnosi monitora automaticamente lo stato.*

#### **È facile da sostituire?**

*Sì, si installa rapidamente senza strumenti.*

Batteria al litio per Cardiac Science Powerheart G5.