

Batteria CU Medical per I-PAD SP1/SP2



Batteria CU Medical i-PAD SP1 e SP2

Questa batteria è compatibile sia con il defibrillatore i-PAD SP1 e SP2. La batteria va inserita sul lato sinistro del DAE. Una volta inserita la batteria, il defibrillatore avvia un autotest. Se il risultato dell'autotest è positivo, comparirà una O sull'indicatore di stato. Se invece compare una X o il simbolo degli elettrodi o della batteria, il DAE non è pronto per l'uso. Sul manuale, al capitolo 8, si trovano le possibili soluzioni.

Ovviamente potete anche contattarci in caso di domande.

Sul frontalino del defibrillatore è presente un'immagine che indica la carica rimanente della batteria.

Batteria SP1 ad alta capacità:

Ci sono due varianti di questa batteria: esiste una batteria a capacità standard ed una batteria a capacità alta. Medisol vende solo la batteria ad alta capacità, con un minimo di 200 scosse o 8 ore di utilizzo a temperatura ambiente. Batteria non ricaricabile.

Caratteristiche della batteria CU-Medical i-PAD SP1:

Durata: ca. 5 anni

Range di temperatura: 0°C - 40°C

Data sulla batteria: data di produzione

V/Ah: 12V - 4,2 AH

Composizione: Li/MnO₂

Specifiche

Batteria o elettrodi Batteria

Adatto per modello CU Medical i-PAD SP1

Durata circa. 5 anni

Peso 1 kgs

FAQ - Domande e Risposte

Con quali defibrillatori è compatibile questa batteria?

È compatibile con i defibrillatori CU Medical i-PAD SP1 e i-PAD SP2.

Che tipo di batteria utilizza il dispositivo?

Si tratta di una batteria al litio progettata specificamente per defibrillatori DAE.

Quanto dura la batteria?

La durata indicativa è fino a circa 5 anni, a seconda delle condizioni di utilizzo.

Il defibrillatore segnala lo stato della batteria?

Sì, il dispositivo effettua autotest periodici e segnala eventuali anomalie o livelli di carica insufficienti.

È facile da installare?

Sì, la batteria è progettata per essere inserita facilmente nel vano dedicato del defibrillatore.

In quali contesti viene utilizzata?

È utilizzata in aziende, scuole, palestre, luoghi pubblici e strutture sanitarie dotate di defibrillatori DAE.

Batteria CU Medical per defibrillatori i-PAD SP1 e SP2.

Batteria al litio ad alta durata fino a 5 anni per garantire la piena operatività del DAE.