

Batteria Physio Control Lifepak CR2 per Defibrillatore DAE



Batteria Physio Control Lifepak CR2

La batteria ha una durata di 4 anni se il defibrillatore è in modalità stand-by.

Specifiche

Batteria o elettrodi Batteria

Adatto per modello Physio-control Lifepak CR2

Durata circa. 4 anni

Gruppo di pazienti Inapplicabile

Peso 1 kgs

Progettata specificamente per il modello Lifepak CR2, questa batteria garantisce compatibilità perfetta e massima affidabilità, elementi fondamentali per dispositivi salvavita installati in ambienti pubblici o professionali. Una volta installata nel defibrillatore, il sistema esegue controlli automatici per verificare lo stato della batteria e assicurare che il dispositivo sia sempre pronto all'utilizzo.

La batteria è non ricaricabile ed è studiata per offrire una durata indicativa fino a circa 4 anni quando il defibrillatore è in modalità standby, contribuendo a ridurre gli interventi di manutenzione e garantendo una lunga autonomia operativa.

Questo accessorio è indispensabile per mantenere il defibrillatore efficiente in aziende, scuole, impianti sportivi, luoghi pubblici, centri commerciali e strutture sanitarie, dove la presenza di un DAE funzionante può fare la differenza in caso di arresto cardiaco improvviso.

Grazie alla qualità e all'affidabilità dei prodotti Physio Control, la batteria Lifepak CR2 rappresenta una soluzione sicura per assicurare la piena operatività del defibrillatore in situazioni di emergenza.

FAQ - Domande e Risposte

Con quale defibrillatore è compatibile questa batteria?

È compatibile con il defibrillatore Physio Control Lifepak CR2.

Che tipo di batteria utilizza il dispositivo?

Si tratta di una batteria al litio progettata per dispositivi DAE.

La batteria è ricaricabile?

No, è una batteria non ricaricabile progettata per essere sostituita quando esaurita.

Quanto dura la batteria in standby?

La durata indicativa è fino a circa 4 anni quando il defibrillatore è in modalità standby.

Il defibrillatore controlla lo stato della batteria?

Sì, il dispositivo esegue autotest automatici per verificare lo stato del sistema.

Dove vengono installati questi defibrillatori?

In aziende, scuole, palestre, luoghi pubblici e strutture sanitarie.

Batteria Physio Control Lifepak CR2 per defibrillatore DAE.

Batteria al litio non ricaricabile con durata fino a 4 anni in standby per Lifepak CR2.