

Batteria Primedic HeartSave myPad



Batteria per il DAE Primedic Heartsave myPAD

La batteria del DAE Primedic HeartSave myPAD assicura che il tuo DAE sia sempre pronto all'uso quando ogni secondo conta. Che si tratti di una piscina, di un campeggio o di un cantiere, questa batteria garantisce affidabilità e qualità ogni volta che viene utilizzata.

Caratteristiche principali:

Adatto per: DAE Primedic HeartSave myPAD

Durata: circa 5 anni (a seconda dell'uso/ambiente)

Prestazioni a $\pm 5^{\circ}\text{C}$ - $\pm 20^{\circ}\text{C}$:

Tempo di funzionamento senza scariche: fino a 9 ore continue

Batteria nuova: ca. 130 scosse da 200 J

Dopo la durata di conservazione: ± 6 scariche ancora possibili

Quando la batteria è quasi scarica: sono ancora possibili almeno 6 scosse da 200 J

Non ricaricabile: sostituire non appena l'indicatore di stato o il messaggio vocale indicano "quasi vuoto"

Facile da sostituire: sostituzione rapida e facile da usare

Progettato per le emergenze: prestazioni affidabili quando ogni secondo conta

Specifiche

Durata circa. 5 anni

Gruppo di pazienti Inapplicabile

Peso 1 kgs

Questa batteria è adatta a tutti i modelli di DAE Primedic myPAD. Non devi preoccuparti di sostituzioni impreviste, poiché questa batteria ha una durata impressionante di circa 5 anni.