

Batteria CU Medical i-PAD SPR



Ridotta frequenza per il cambio degli accessori

Grazie alla lunga durata degli elettrodi, è necessario sostituire la batteria solo dopo 4,5 anni circa. Ciò equivale a una sostituzione durante la vita di un DAE medio (considerando 10 anni di vita), il che lo rende una scelta molto sostenibile ed economica.

Durata di 4,5 anni circa

Progettato esclusivamente per la serie CU Medical SPR

La batteria fornisce un minimo di 200 shock (150 joule)

Semplice sistema a clic per sostituire la batteria

Specifiche

Adatto per modello CU Medical SPR

Durata circa. 4.5 anni

Peso 1 kgs

Batteria per la serie CU Medical SPR. La batteria ha una lunga durata di circa 4,5 anni. Per tutta la sua vita, l'efficienza della batteria verrà testata quotidianamente dall'autotest.