

ZOLL AED Plus / AED Pro, CPR Stat-Padz Elettrodi



Zoll CPR Stat-Padz

Le piastre CPR Stat-Padz sono separate per permettere tutte le opzioni di terapia. Così nel caso di un paziente pediatrico si può attaccare una placca sul petto e una sul dorso.

Il Real CPR Help fornisce un feedback in tempo reale sulla frequenza e la profondità di compressione durante la RCP. Basta posizionare le mani sul sensore RCP ed effettuare il massaggio cardiaco.

Gli Stat-Padz Elettrodi con numero di serie 8900-0400 si connettono automaticamente nel caso dello Zoll Aed Plus e lo Zoll AED Pro. Con i defibrillatori professionali serie M, e serie E si connette direttamente per indicare il ritmo e la defibrillazione. Per l'RCP necessita di un connettore RCP (8000-0370).

Specifiche

Adatto per modello Zoll AED Plus, Zoll AED Pro

Durata circa. 1.5 anni

Gruppo di pazienti Adulti

Peso 1 kgs

Zoll AED Plus / AED Pro, CPR Stat-Padz Elettrodi con sensore per riscontro sulla RCP.

Durata: 2 anni

Questi elettrodi sono adatti per i seguenti defibrillatori:

Zoll Aed Plus

Zoll Aed Pro

Zoll Aed 3 BLS

Zoll Serie M

Zoll Serie E

Zoll Serie R

Zoll Serie X

Zoll Serie X Advanced

Zoll Propaq

Tempi di consegna sconosciuti