

Placche Pediatriche Zoll Pedi-Padz II



Zoll Pedi-Padz II

Quando le piastre pediatriche Pedi-Padz II sono connesse, lo Zoll AED Plus comunica al soccorritore con messaggi sonori e visivi, così si è sicuri di utilizzare gli elettrodi corretti.

Quando gli elettrodi pedi-padz II sono collegati, il dispositivo AED Plus riconosce che si sta effettuando un intervento su un paziente pediatrico. Con l'analisi ECG sviluppata appositamente per la frequenza cardiaca in età pediatrica, associata a livelli di energia di defibrillazione appropriati, il dispositivo AED Plus è in grado di gestire emergenze su pazienti adulti e pediatrici.

Gli Elettrodi Pedi-padz II sono progettati appositamente per essere utilizzati con l'AED Plus e sono compatibili anche con defibrillatori professionali (serie M, R ed E - M-series, R-series, E-series), consentendo la continuità di assistenza.

Specifiche

Adatto per modello Zoll AED 3, Zoll AED Plus, Zoll AED Pro

Durata circa. 1.5 anni

Gruppo di pazienti Bambini

Peso 0.1 kgs

Zoll AED Plus / AED Pro Pedi-Padz II (placche pediatriche).

Questi elettrodi sono adatti per i seguenti defibrillatori:

Zoll Aed Plus

Zoll Aed Pro

Zoll Aed 3 BLS

Zoll Serie M

Zoll Serie E

Zoll Serie R

Zoll Serie X

Zoll Serie X Advanced