

CU Medical I-PAD CU-SP1/CU-SP2 Elettrodi Adulti



CU Medical i-Pad SP1 elettrodi adulti

Avendo il defibrillatore i-PAD CU-SP1 un bottone per passare alla modalità pediatrica, c'è bisogno di un unico tipo di placche, il che riduce i costi di proprietà, ma, soprattutto, riduce i tempi di soccorso perché non bisogna cambiare gli elettrodi.

Se è molto probabile l'uso pediatrico, esistono anche piastre pediatriche specifiche, con dimensioni ridotte.

Inoltre queste piastre vanno bene anche per il modello i-PAD CU-SP2.

Specifiche

Adatto per modello CU Medical i-PAD SP1

Durata circa. 2 anni

Gruppo di pazienti Adulti / bambini

Peso 1 kgs

FAQ - Domande e Risposte

Con quali defibrillatori sono compatibili?

Sono compatibili con i modelli CU Medical i-PAD CU-SP1 e CU-SP2.

Possono essere utilizzati anche su bambini?

Sì, supportano sia pazienti adulti che pediatrici grazie alla modalità dedicata.

È necessario cambiare elettrodi per uso pediatrico?

No, nel modello CU-SP1 è possibile attivare la modalità pediatrica senza sostituire le piastre.

Gli elettrodi sono riutilizzabili?

No, sono dispositivi monouso.

Sono pronti all'uso?

Sì, sono preconnessi per un utilizzo immediato.

Elettrodi i-Pad SP1/SP2

Queste piastre preconnesse vanno sempre bene, sia per gli adulti che per i bambini, avendo l'SP1 un bottone per passare alla modalità pediatrica.