

Elettrodi adulti e bambini Control CR2



Physio Control CR2 Elettrodi

Gli elettrodi possono essere pre connessi al defibrillatore Lifepak CR2, in questo modo si risparmia tempo prezioso. Quando il defibrillatore viene aperto gli elettrodi sono immediatamente disponibili. Gli elettrodi sono adatti sia per adulti che per bambini, pigiando il bottone pediatrico. Se utilizzati su un bambino devono essere posizionati sul petto e sulla schiena (Guarda la figura sotto).

La durata degli elettrodi è di 4 anni. Possono essere usati solo una volta. Se scaduti devono essere sostituiti

Caratteristiche


Possono essere pre connessi

Sono auto adesivi

Da conservare a temperatura compresa tra i 15 ° C and 35 ° C

Funzionanti a temperatura compresa tra 0 ° C and 50 ° C

Dove posizionare gli elettrodi Physio Control CR2



Elettrodi adatti per adulti e bambini. Durata 4 anni.