

Elettrodi preconnessi Primedic Heartsave



Primedic SavePads PreConnect - placche preconnesse Primedic

Questi elettrodi sono adatti per i modelli Primedic prodotti dopo il 2014. Potete riconoscere i defibrillatori nuovi dal fatto che hanno un attivatore pediatrico, in basso a sinistra

Altrimenti, usate il codice F:

	Codice F (dal)	Numeri di serie (dal)	modalità pediatrica
Primedic Heartsave PAD	0214	73944xxxxxx	sì
Primedic Heartsave AED	0314	73945xxxxxx	sì
Primedic Heartsave AED-M	0414	73946xxxxxx	sì

Le SavePads PreConnect hanno un nuovo connettore/attacco e non sono compatibili con defibrillatori Primedic prodotti prima del 2014.

Queste piastre preconnesse possono essere usate con i seguenti modelli

Primedic:

HeartSave PAD

HeartSave AS

HeartSave AED

HeartSave AED-M

HeartSave 6

HeartSave 6s

Specifiche

Adatto per modello Primedic Heartsave AED/AS, Primedic Heartsave AED-M, Primedic HeartSave PAD

Durata circa. 3 anni

Gruppo di pazienti Adulti / bambini

Peso 1 kgs

Piastre monouso per la defibrillazione con defibrillatori Primedic preconnessi prodotti dal 2014, con modalità pediatrica. Durata 3 anni circa. Osserva le foto per comparare l'attacco delle piastre.

Le piastre possono essere utilizzate sia per adulti che per bambini a partire da un anno di età.