

Elettrodi di base Mindray BeneHeart MR60



Mindray BeneHeart MR60 elettrodi

Gli elettrodi del defibrillatore Mindray BeneHeart MR60 sono adatti per i pazienti adulti e bambini. Questa coppia di elettrodi può essere connessa in anticipo al DAE, così che il soccorritore la possa aprire subito al bisogno.

Nella pellicola chiusa ermeticamente ci sono due piastre con un'immagine dove viene indicato su quale parte del corpo devono essere applicate. Il filo lungo fa sì che il defibrillatore possa essere riposto accanto al corpo dando il soccorritore abbastanza spazio per rianimare. La durata degli elettrodi è di ca. 2,5 anni.

Benché gli elettrodi MR60 possano essere utilizzati anche con i defibrillatori serie C, questi non possono essere preconnessi perché manca il cip che legge la data di scadenza e il defibrillatore segnalerà che vanno collegati gli elettrodi. Usate quindi elettrodi MR62 per Mindray serie C per i defibrillatori di serie C.

Specifiche

Adatto per modello Mindray BeneHeart D1, Mindray BeneHeart C1A, Mindray BeneHeart C2

Durata circa. 2.5 anni

Gruppo di pazienti Adulti / bambini

Peso 1 kgs

Adatti per modello:

Beneheart D1 (Public)

Beneheart D1 (Pro)

Beneheart D3

Beneheart D6

Beneheart C series (solo di scorta, su questi DAE gli elettrodi MR60 non possono essere preconnessi)