


Elettrodi adulti e bambini Primedic HeartSave myPAD con sensore di feedback CPR



Elettrodi Primedic HeartSave myPAD con sensore di feedback CPR

Gli elettrodi hanno una durata di circa 5 anni. Se conservati nelle giuste condizioni, di solito è necessaria una sola sostituzione durante la vita del DAE.

Grazie al sensore di feedback RCP integrato, il primo soccorritore riceve informazioni immediate sulla profondità e la velocità delle compressioni toraciche negli adulti.

Gli stessi elettrodi possono essere utilizzati per la rianimazione pediatrica, ma il feedback è disabilitato. Utilizzando il pulsante pediatrico sul DAE, l'erogazione di energia verrà regolata automaticamente.

Caratteristiche principali:

Sensore di feedback RCP integrato per una guida alla rianimazione in tempo reale

Adatto ad adulti e bambini tramite il pulsante bambino

Può essere utilizzato con tutti i DAE Primedic HeartSave myPAD

Preconnesso: pronto per l'uso immediato

Facile da applicare grazie a pittogrammi chiari

Periodo di validità circa 5 anni

Specifiche

Adatto per modello Primedic Heartsave myPAD

Durata circa. 5 anni

Gruppo di pazienti Adulti / bambini

Peso 1 kgs

Elettrodi per il DAE Primedic HeartSave myPAD con sensore di feedback CPR integrato. Questi elettrodi sono adatti sia per adulti che per bambini e forniscono un feedback in tempo reale sulla qualità delle compressioni toraciche nei pazienti adulti.