

Elettrodi Universali adulto/bambino Smarty Saver AMI Italia (Face-To-Face)



Gli elettrodi Universali per Smarty Saver sono adatti sia per adulti che per bambini.

La qualità del gel adesivo attaccato agli elettrodi viene misurata tramite la tecnologia Face-to-Face.

Gli elettrodi hanno una durata di circa 2.5 anni. Nel tempo, la qualità del gel adesivo presente sugli elettrodi diminuisce (anche se ancora nella confezione originale). Se la qualità del gel diminuisce, ad esempio seccandosi, gli elettrodi non aderiranno più correttamente e la scarica non verrà erogata in modo efficiente.

La funzione Face-to-Face degli elettrodi misura la qualità del gel e segnala, attraverso la spia LED presente sul defibrillatore Smarty, quando la qualità degli elettrodi non è più a norma. Si consiglia di sostituire gli elettrodi prima che sia trascorsa la data di scadenza riportata sulla confezione, indipendentemente dalle avvertenze del defibrillatore.

Specifiche

Adatto per modello AMI Italia Smarty Saver

Durata circa. 2.5 anni

Gruppo di pazienti Adulti / bambini

Peso 0.9 kgs

FAQ - Domande e Risposte

Gli elettrodi sono adatti sia per adulti che per bambini?

Sì, sono universali e utilizzabili in entrambe le situazioni.

Cosa significa tecnologia Face-To-Face?

È un sistema che monitora la qualità del gel e segnala eventuali anomalie.

Sono già collegati al defibrillatore?

Sì, sono preconnessi per un utilizzo immediato.

Quando vanno sostituiti?

Quando il dispositivo segnala perdita di qualità o alla scadenza.

Sono riutilizzabili?

No, sono monouso.

Articolo disponibile solo su richiesta - Disponibile solo in confezione da 10 pezzi