

Elettrodi Mindray BeneHeart MR62



Mindray BeneHeart MR62 elettrodi

Gli elettrodi per adulti del Mindray BeneHeart serie C sono adatti anche per l'uso pediatrico grazie al selettore pediatrico presente sul DAE. Gli elettrodi possono essere preconnessi al defibrillatore già prima dell'emergenza per risparmiare tempo. Le piastre sono facilmente sostituibili. Basta estrarre lo spinotto e inserire quello nuovo. Il DAE ha un comodo vano per posizionare gli elettrodi.

Durata delle placche MR62

Tutti gli elettrodi per defibrillatori hanno un gel conduttore che si secca con il tempo. Per questo tempo non possono più essere utilizzati dopo la scadenza. Fate sempre in modo di avere una nuova coppia di piastre prima della scadenza delle piastre inserite. Le placche MR62 hanno una durata di circa 4 anni. La data di scadenza si trova sulla confezione.

Uso pediatrico:

Gli elettrodi per adulti del Mindray BeneHeart C possono essere utilizzati anche per la rianimazione pediatrica grazie alla presenza di un bottone specifico per abbassare la

quantità di Joule emessi.

Specifiche

Adatto per modello Mindray BeneHeart C1A, Mindray BeneHeart C2

Durata circa. 4 anni

Gruppo di pazienti Adulti / bambini

Peso 1 kgs

Mindray BeneHeart MR62 Elettrodi (1 coppia)

Adatti per il Mindray Beneheart serie C

Premendo il tasto pediatrico del C1A, gli elettrodi possono essere utilizzati anche per bambini con un'età inferiore agli 8 anni.

Durata sui 4 anni