

Elettrodi pediatrici Primedic



Elettrodi pediatrici Primedic HeartSave

Le piastre pediatriche Primedic HeartSave sono idonee per i bambini con un'età inferiore agli 8 anni o un peso sotto i 25 kg. Le piastre sono monouso e vanno posizionate sul dorso e sul petto del bambino.

Attenzione: Se possedete un defibrillatore Primedic prodotto prima del 2014, non comprate queste piastre, in quanto il modello vecchio non prevede la defibrillazione pediatrica.

Durata delle piastre HeartSave

Le placche Primedic hanno un gel conduttore che si secca dopo un determinato periodo di tempo, per cui hanno una data di scadenza, riportata sulla confezione. L'utilizzo delle piastre dopo la data di scadenza può avere effetti negativi sul paziente. Perciò, si deve stare sempre attenti che gli elettrodi in dotazione al defibrillatore non siano scaduti.

La durata degli elettrodi HeartSave è di circa 1 anni.

Caratteristiche

Autoadesivi

Durata circa 1 anni

Privi di lattice

Conservare a temperature tra i 0°C e 50°C

Adatti ai seguenti modelli:

Primedic HeartSave AS

Primedic HeartSave AED

Primedic HeartSave AED-M

Primedic HeartSave PAD

Specifiche

Adatto per modello Primedic Heartsave AED/AS, Primedic Heartsave AED-M, Primedic HeartSave PAD

Durata circa. 1 anno

Gruppo di pazienti Bambini

Peso 1 kgs

Elettrodi pediatrici per i modelli Primedic prodotti dopo il 2014