

Elettrodi non preconnessi per adulti Schiller Fred Easyport



Piastre non preconnesse per Schiller FRED easyport

Gli elettrodi Schiller FRED easyport con codice articolo 2.155061 sono adatti per persone adulte. Il cavo e lo spinotto si trovano all'interno della confezione di alluminio e le piastre non possono essere preconnesse. Servono come confezione di scorta da mettere nella borsa del Fred Easyport.

Attenzione: lo spinotto degli elettrodi è diverso da quello per il modello FRED easy ed i due tipi di elettrodi non sono quindi interscambiabili.

Durata degli elettrodi FRED easyport

Tutti gli elettrodi per defibrillatori hanno una durata a causa del gel conduttore che si trova sulle placche. Dopo un certo periodo di tempo questo gel si secca e conduce sempre meno bene. Per questo motivo è importante tenere che non venga superata la data di scadenza indicata. Gli elettrodi per lo Schiller FRED easyport hanno una durata di circa due anni. La data di scadenza è riportata sulla confezione stessa.

Dati tecnici:

non preconnessi

autoadesivi

durata di circa 2 anni

Da conservare tra i 0°C e 50°C

Gli elettrodi Schiller FRED easyport sono adatti per i seguenti defibrillatori

Schiller:

Schiller FRED easyport

ARGUS PRO LifeCare 1

ARGUS PRO LifeCare 2

CARDIOVIT AT-101 easy

Defigard Touch 7

Tempuls LS

Posizionamento corretto degli elettrodi**Specifiche**

Adatto per modello Schiller FRED Easyport

Durata circa. 2 anni

Gruppo di pazienti Adulti

Peso 1 kgs

Elettrodi Schiller FRED easyport per adulti

Le piastre non possono essere preconnesse - il cavo e lo spinotto si trovano dentro alla confezione

Durata: ca. 2 anni

Adatti per i seguenti modelli Schiller:

Schiller FRED Easyport

Argus Pro LifeCare 1

Argus Pro LifeCare 2

Cardiovit AT-101 easy

Defigard Touch 7

Tempuls LS