

NASTRO PER MISURARE LA CIRCONFERENZA SECA 203



NASTRO PER MISURARE LA CIRCONFERENZA SECA S03 con calcolatore supplementare del rapporto vita/fianchi (WHR)

Nastro retraibile ed ergonomico per misurare accuratamente la circonferenza del corpo.

Intervallo di misurazione: 15-205 cm, divisioni di 1 mm. Bilancia metallica di alta qualità per ottenere il rapporto vita/fianchi (Waist-To-Hip-Ratio, WHR).

Il rapporto WHR è un metodo indiretto per determinare la quantità di grasso addominale.

Il rapporto consente di trarre conclusioni relativamente alla distribuzione delle riserve di grasso, contribuendo così a una diagnosi.

Dispositivo medico, Classe I.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES , DE, PT, PL.

Diametro: 70 mm

Altezza: 28 mm

Peso: 75 g

Display per determinare la distribuzione del grasso corporeo.