

DISPOSITIVO DI FOTOTERAPIA PER LA RINITE



DISPOSITIVO DI FOTOTERAPIA PER RINITE ALLERGICA

Il dispositivo offre un metodo innovativo ed efficace per attenuare dopo pochi trattamenti i sintomi associati alla rinite allergica, quali lacrimazione, rinorrea e starnuti. Sicuro, rapido, portatile e facile da usare. Funziona utilizzando fototerapia di due lunghezze d'onda differenti: una (luce infrarossa) produce piccole quantità di calore per migliorare il flusso sanguigno e la circolazione, mentre la seconda (luce rossa) elimina le cellule che rilasciano istamina e diminuisce l'infiammazione, alleviando così i sintomi di irritazione della rinite allergica.

- trattamento in 3 minuti
- sonde nasali senza fili
- sollievo efficace dai sintomi dell'allergia
- terapia a luce rossa
- funzionamento con un solo pulsante

Fornito con forcina nasale, 2 batterie CR 2032, coperchio di protezione e manuale multilingue GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, RO, GR.

FAQ - Domande e Risposte

Come funziona la fototerapia?

Utilizza luce rossa e infrarossa per ridurre l'infiammazione e migliorare la circolazione nella mucosa nasale.

È adatto per la rinite allergica?

Sì, è progettato specificamente per alleviare i sintomi allergici nasali.

Quanto dura un trattamento?

Circa 3 minuti per sessione.

Serve una prescrizione medica?

No, è utilizzabile in autonomia per uso domiciliare.

È sicuro da usare frequentemente?

Sì, è progettato per un utilizzo regolare e sicuro.

- Metodo di trattamento: fototerapia a doppia lunghezza d'onda
- Lunghezza d'onda: 652 nm (luce rossa); 940 nm (luce infrarossa)
- Tempo di funzionamento: 3 minuti
- Potenza luce: 3-6 mW per narice
- Alimentazione: 2 batterie al litio CR2032, 3V
- Dimensioni - peso: 70x39x17 mm - 21 g (senza batterie)
- Classificazione: alimentazione interna, parte applicata di Tipo BF, IP22