

TEST DI GRAVIDANZA DIGITALE DISTINCT - autotest - midstream - singolo



AUTODIAGNOSI DI GRAVIDANZA DIGITALE DISTINCT® - midstream - 1 test

Test di gravidanza digitale per il rilevamento qualitativo di hCG nell'urina. Può rilevare la gravidanza con 6 giorni di anticipo (5 giorni prima del giorno previsto di inizio del ciclo).

- Risultati rapidi e chiari dopo 3 minuti.
- Altamente affidabile.
- Sensibilità: 10 mIU/ml o più.
- Precisione >99% se eseguito a partire dal giorno previsto di inizio del ciclo.

Due metodi per eseguire il test:

- Metodo del flusso di urina: la punta assorbente è puntata verso il basso direttamente nel flusso di urina per 5-10 secondi.
- Metodo del campione raccolto: la punta assorbente è immersa nel campione raccolto di urina per 5-10 secondi.

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, SE.

Dimensioni: 154x27x17 mm

Dimensioni del display: 22,5x12,5

Vita a scaffale: 24 mesi (Lo stock di GIMA varia tra 10 e 22 mesi)