

OCCHIALI NISTAGMO - DR. FRENZEL - neri



OCCHIALI NISTAGMO - DR FRENZEL - neri

Di facile utilizzo per la ricerca del nistagmo spontaneo o provocato.

Lenti fisse, biconvesse, $\pm 18,0$ diottrie.

Gli occhiali nistagmo devono essere collegati solo con generatori di tensione inferiore a 4,2 V secondo le norme di sicurezza 93/42/CEE. Vedere codici 31203 e 31214.

Ideali per esami di lunga durata

Forniti con cingitesta

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR